



## INVENTARIO TÉCNICO DETALLADO

### Ficha técnica del instrumento:

Nombre:	A-D. Cuestionario de Conductas Antisociales-Delictivas
Código:	ADE-LHE-001
Categoría:	Clínica / Escolar
Descripción:	Detectar la existencia de conductas antisociales y delictivas en niños y adolescentes. Consta de 40 reactivos que recogen una amplia gama de comportamientos sociales indicativos de propensión o presencia de conductas de tipo delictivo. Dimensiones: un factor de conducta delictiva o delincuente (D), de comportamientos ilegales, así como un factor de conductas antisociales (A) que rozan la frontera con lo que cae fuera de la ley.
Autor/es:	N. Seisedos Cubero
Aplicación:	Papel / Individual / Colectiva
Tiempo:	10 a 15 minutos, aproximadamente
Edad:	Niños y Adolescentes (11 a 19 años)
Editorial:	El Manual Moderno
Año:	2001
Idioma:	Español

### Inventario detallado del instrumento:

Subcódigo	Componentes	Detalle del inventario	Observaciones
ADE-01	Manual	1 manual B/N 29 páginas, doble lado, encuadernación (dos grapas), portada y contraportada a color, papel fotográfico 260 g/m <sup>2</sup> . Original	<b>1 DUPLICADO ORIGINAL</b>
ADE-02	Cuestionario	25 cuestionarios B/N, doble lado, 75 g/m <sup>2</sup> . Original	<b>24 DUPLICADOS ORIGINALES (FALTA 1 DE 25)</b>
N/A	Estuche	1 estuche tipo carpeta rectangular plano, plástico transparente y con botón de plástico en la tapa. Original	<b>EL DUPLICADO ESTÁ EN SU PROPIO ESTUCHE ORIGINAL QUE ESTÁ ROTO.</b>

### Disposiciones:

- El acceso a los instrumentos psicométricos está restringido a personal autorizado y capacitado.
- Los usuarios deben seguir los procedimientos establecidos para el uso de los instrumentos.
- En cumplimiento a las normas de derechos de autor, la duplicación no autorizada está prohibida.



## INVENTARIO TÉCNICO DETALLADO

### Ficha técnica del instrumento:

<b>Nombre:</b>	ANILLAS. Test de las Anillas para la Evaluación de las Funciones Cognitivas.
<b>Código:</b>	ANI-LHE-002
<b>Categoría:</b>	Clínica
<b>Descripción:</b>	Creada para evaluar las funciones ejecutivas y hacer un rápido cribado de su estado. Por este motivo se centra especialmente en la medida de la capacidad de planificación, que es uno de los componentes esenciales y más sensibles de las mismas. Además, la sencillez y claridad de la tarea permite su aplicación a personas con alteraciones cognitivas graves o con bajo nivel educativo.
<b>Autor/es:</b>	J. A. Portellano; R. Martínez Arias
<b>Aplicación:</b>	Papel / Individual
<b>Tiempo:</b>	10 a 15 minutos, aproximadamente
<b>Edad:</b>	Adultos (a partir de los 18 años)
<b>Editorial:</b>	TEA Ediciones
<b>Año:</b>	2011
<b>Idioma:</b>	Español

### Inventario detallado del instrumento:

Subcódigo	Componentes	Detalle del inventario	Observaciones
ANI-01	Manual	1 manual a B/N 71 páginas, doble lado, encuadernación (dos grapas), portada y contraportada a color, papel fotográfico 300 g/m <sup>2</sup> . Original	
ANI-02	Hoja de anotación e instrucciones de aplicación	25 hojas color azul, doble lado, 90 g/m <sup>2</sup> . Parte posterior contiene las instrucciones para la aplicación. Original	
ANI-03	Cuaderno de estímulos	1 cuaderno a color 14 láminas, un solo lado, papel fotográfico 260 g/m <sup>2</sup> , encuadernación (tipo espiral). Original	
ANI-04	Tablero de torres y anillas	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 tablero transparente de plástico con tres postes verticales sujetos con tornillos.</li> <li>6 anillas de plástico, colores: verde, azul, amarillo, blanco, negro y rojo 1 por cada color.</li> </ul>	

### Disposiciones:

- El acceso a los instrumentos psicométricos está restringido a personal autorizado y capacitado.
- Los usuarios deben seguir los procedimientos establecidos para el uso de los instrumentos.
- En cumplimiento a las normas de derechos de autor, la duplicación no autorizada está prohibida.



## INVENTARIO TÉCNICO DETALLADO

### Ficha técnica del instrumento:

Nombre:	BADyG. Batería de Aptitudes Diferenciales y Generales.
Código:	BAD-LHE-003
Categoría:	Escolar
Descripción:	Discriminar aptitudes básicas en escolares de 3º y 4º Primaria, al mismo tiempo que se obtienen estimaciones de aptitudes más generales como factores de grupo y de la más general, de Inteligencia General. Esta potente herramienta evalúa inteligencia general — CI, razonamiento lógico, factor verbal, factor numérico y factor Espacial.
Autor/es:	C. Yuste Hernanz
Aplicación:	Papel / Individual / Colectiva
Tiempo:	1 hora 15 minutos, aproximadamente
Edad:	Niños (de 8 a 10 años)
Editorial:	Editorial CEPE
Año:	2016. 2e
Idioma:	Español

### Inventario detallado del instrumento:

Subcódigo	Componentes	Detalle del inventario	Observaciones
BAD-01	Manual Técnico	1 manual B/N 108 páginas, doble lado, encuadernación (tipo libro), portada y contraportada a color, cartulina brillante 260 g/m <sup>2</sup> . Original	
BAD-02	Cuadernillo de preguntas	1 cuadernillo a color, 35 páginas, doble lado, encuadernación (dos grapas), papel 75 g/m <sup>2</sup> . Original	
BAD-03	Cuaderno de respuestas	1 cuadernillo a color, 9 páginas, doble lado, encuadernación (dos grapas), papel 75 g/m <sup>2</sup> . Original	
BAD-04	Perfil Individual	2 perfiles individuales B/N forma A y B, un solo lado, papel brillante 90 g/m <sup>2</sup> . Original	
BAD-05	Hoja colectiva de resultados	1 hoja B/N, un solo lado, papel brillante 90 g/m <sup>2</sup> . Original	
BAD-06	Plantillas de corrección	9 plantillas B/N para calificación de las pruebas (1 a la 9), un solo lado, papel brillante 90 g/m <sup>2</sup> . Original	
BAD-07	CD	1 CD-ROM, versión 1.2 con porta CD. Instalador. No compatible con software en versiones Windows, 7, 10, XP.	<b>NO FUNCIONA</b>

### Disposiciones:

- El acceso a los instrumentos psicométricos está restringido a personal autorizado y capacitado.
- Los usuarios deben seguir los procedimientos establecidos para el uso de los instrumentos.
- En cumplimiento a las normas de derechos de autor, la duplicación no autorizada está prohibida.



## INVENTARIO TÉCNICO DETALLADO

### Ficha técnica del instrumento:

Nombre:	BANFE. Batería Neuropsicológica de Funciones Ejecutivas y Lóbulos Frontales.
Código:	BAF-LHE-004
Categoría:	Clínica
Descripción:	Evalúa el desempeño de las funciones ejecutivas desde los 6 hasta los 55 años. Proporciona una evaluación integral del sistema de planificación, regulación y coordinación ejecutiva de los procesos psicológicos, mediante la obtención del funcionamiento de las regiones orbitomedial, prefrontal anterior y dorsolateral de la corteza prefrontal de los lóbulos frontales.
Autor/es:	J.C. Flores Lázaro; F. Ostrosky Shejet; A. Lozano Gutiérrez
Aplicación:	Papel / Individual
Tiempo:	60 minutos, aproximadamente
Edad:	Niños y Adultos (6 a 55 años)
Editorial:	El Manual Moderno
Año:	2012
Idioma:	Español

### Inventario detallado del instrumento:

Subcódigo	Componentes	Detalle del inventario	Observaciones
BAF-01	Manual	1 manual a color 57 páginas, doble lado, encuadernación (tipo espiral), portada y contraportada a color, papel fotográfico 300 g/m <sup>2</sup> . Original	1 <b>DUPLICADO ORIGINAL</b>
BAF-02	Protocolo de aplicación	10 protocolos a color, 16 páginas, doble lado, encuadernación (dos grapas), papel 90 g/m <sup>2</sup> . Contiene 15 pruebas. Original	10 <b>DUPLICADOS ORIGINALES</b>
BAF-03	Cuestionario neuropsicológico de daño frontal	10 cuestionario a color, 4 páginas, doble lado, hoja A3 doblada por la mitad, papel 90 g/m <sup>2</sup> . Original	10 <b>DUPLICADOS ORIGINALES</b>
BAF-04	Lámina de aplicación 1	1 lámina B/N, un solo lado, catón rígido. Contiene estímulos de señalamiento autodirigido. Original	1 <b>DUPLICADO ORIGINAL</b>
BAF-05	Lámina de aplicación 2	1 lámina a color, un solo lado, catón rígido. Contiene estímulos de clasificación de cartas. Original	1 <b>DUPLICADO ORIGINAL</b>
BAF-06	Lámina de aplicación 3	1 lámina a color, un solo lado, catón rígido. Contiene estímulos de clasificación semántica. Original	1 <b>DUPLICADO ORIGINAL</b>
BAF-07	Lámina de aplicación 4	1 lámina a color, un solo lado, catón rígido. Contiene estímulos de efecto Stroop Forma A. Original	1 <b>DUPLICADO ORIGINAL</b>
BAF-07	Lámina de aplicación 5	1 lámina a color, un solo lado, catón rígido. Contiene estímulos de efecto Stroop Forma B. Original	1 <b>DUPLICADO ORIGINAL</b>
BAF-08	Tarjetas para clasificación de cartas	64 tarjetas a color, (6.5x7) cartón rígido, diversas figuras geométricas, impresión doble lado (de un lado las figuras y del otro la clave de orden de secuencia). Todas están contenidas en una caja de ratón rígido con impresiones y logos originales. Original	64 <b>DUPLICADOS ORIGINALES (TODAS ESTÁN MALTRATADAS, IGUALMENTE LA CAJA)</b>

BAF-09	Juego de cartas	180 tarjetas B/N, (6.5x7) cartón rígido, impresión doble lado, divididas en dos grupos (evaluador y evaluado). Las tarjetas del evaluado constan de 80 unidades, 18 impresas con el número 1; 18 impresas con el número 2; 18 impresas con el número 3; 18 impresas con el número 4; y 18 impresas con el número 5. Las tarjetas del evaluador constan de 80 unidades, 18 para el grupo 1, 18 para el grupo 2, 18 para el grupo 3, 18 para el grupo 4 y 18 para el grupo 5, varias tienen números de castigo al azar y contienen clave de orden de secuencia. Todas están contenidas en una caja de ratón rígido con impresiones y logos originales. Original	<b>180 DUPLICADOS ORIGINALES (TODAS ESTÁN MALTRATADAS, IGUALMENTE LA CAJA)</b>
BAF-10	Perfil general de ejecución	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 10 perfiles, a color, un solo lado, papel 90 g/m<sup>2</sup>. Para grupos de 6 a 7 años. Original</li> <li>• 10 perfiles, a color, doble lado, papel 90 g/m<sup>2</sup>. Para grupos de 8 a 9 años. Original</li> <li>• 10 perfiles, a color, doble lado, papel 90 g/m<sup>2</sup>. Para grupos de 10 a 11 años. Original</li> <li>• 10 perfiles, a color, doble lado, papel 90 g/m<sup>2</sup>. Para grupos de 12 a 13 años. Original</li> <li>• 10 perfiles, a color, doble lado, papel 90 g/m<sup>2</sup>. Para grupos de 14 a 15 años. Original</li> <li>• 10 perfiles, a color, doble lado, papel 90 g/m<sup>2</sup>. Para grupos de 16 a 30 años con 4 a 9 años de escolaridad. Original</li> <li>• 10 perfiles, a color, doble lado, papel 90 g/m<sup>2</sup>. Para grupos de 16 a 30 años con 10 a 24 años de escolaridad. Original</li> <li>• 10 perfiles, a color, doble lado, papel 90 g/m<sup>2</sup>. Para grupos de 31 a 55 años con 4 a 9 años de escolaridad. Original</li> <li>• 10 perfiles, a color, doble lado, papel 90 g/m<sup>2</sup>. Para grupos de 31 a 55 años con 10 a 24 años de escolaridad. Original</li> </ul>	<p><b>10 DUPLICADOS ORIGINALES</b></p>
BAF-11	Torre de Hanoi	1 Torre de Hanoi, de madera, base rectangular plana (22X7.7) con tres perforaciones circulares, tres postes cilíndricos (6.5x1), y cuatro discos (rojo grande, celeste mediando, amarillo regular y verde pequeño). Original	<b>EL OTRO JUEGO DE TEST NO TIENE UN DUPLICADO</b>
N/A	Estuche	1 estuche, tipo lonchera, cartón con impresión a color. Original	<b>EL TEST DUPLICADO ORIGINAL ESTÁ EN SU PROPIO ESTUCHE</b>

### Disposiciones:

- El acceso a los instrumentos psicométricos está restringido a personal autorizado y capacitado.
- Los usuarios deben seguir los procedimientos establecidos para el uso de los instrumentos.
- En cumplimiento a las normas de derechos de autor, la duplicación no autorizada está prohibida.

## INVENTARIO TÉCNICO DETALLADO

### Ficha técnica del instrumento:

<b>Nombre:</b>	BANETA. Batería Neuropsicológica para la Evaluación de los Trastornos del Aprendizaje.
<b>Código:</b>	BAN-LHE-005
<b>Categoría:</b>	Clínica
<b>Descripción:</b>	Evalúa los trastornos del aprendizaje en niños en edad escolar. Proporciona un perfil de las principales deficiencias que presenta un niño con relación a los procesos y componentes. Incluye la evaluación de algunas funciones sensoriales y motoras, funciones cognitivas (atención, lenguaje y memoria), además diferentes niveles de procesamiento de la lectura (fonológico, léxico, sintáctico y semántico), y diversos componentes del procesamiento aritmético.
<b>Autor/es:</b>	G. Yáñez Téllez; D. Ma.B. Prieto Corona
<b>Aplicación:</b>	Papel / Individual
<b>Tiempo:</b>	180 minutos, aproximadamente
<b>Edad:</b>	Niños (7 a 11 años, 11 meses)
<b>Editorial:</b>	El Manual Moderno
<b>Año:</b>	2013
<b>Idioma:</b>	Español

### Inventario detallado del instrumento:

Subcódigo	Componentes	Detalle del inventario	Observaciones
BAN-01	Manual	1 manual a color 54 páginas, doble lado, encuadernación (tipo anillado), portada y contraportada a color, papel fotográfico 300 g/m <sup>2</sup> . Original	
BAN-02	Protocolo de aplicación	10 protocolos a color, 16 páginas, doble lado, encuadernación (dos grapas), papel 90 g/m <sup>2</sup> . Contiene 15 pruebas. Original	
BAN-03	Cuadernillo de respuestas	10 cuadernillos a color, 12 páginas, doble lado, encuadernación (dos grapas), papel 90 g/m <sup>2</sup> . Original	
BAN-04	Libreta de estímulos	1 libreta B/N, láminas, 105 páginas, doble lado, encuadernación (tipo anillado), papel 90 g/m <sup>2</sup> . Original	
BAN-05	Lámina de aplicación 1	1 lámina A4 B/N, doble lado, papel fotográfico 180 g/m <sup>2</sup> . Contiene dos fábulas de comprensión de historias. Original	
BAN-06	Lámina de aplicación 2	1 lámina A4 B/N, doble lado, papel fotográfico 180 g/m <sup>2</sup> . Contiene dos fábulas de comprensión de textos. Original	
BAN-07	Lámina de aplicación 3	3 láminas A4 B/N, doble lado, papel fotográfico 180 g/m <sup>2</sup> . Contiene enunciados que deben recortarse. Original	
BAN-08	Lámina de aplicación 4	1 lámina A4 B/N, doble lado, papel fotográfico 180 g/m <sup>2</sup> . Contiene imágenes de objetos para evaluar recuerdo libre. Original	



BAN-09	Lámina de aplicación 5	1 lámina A4 B/N, doble lado, papel fotográfico 180 g/m <sup>2</sup> . Contiene imágenes de objetos para evaluar recuerdo con clave semántica. Original	
BAN-10	Plantillas de calificación	<ul style="list-style-type: none"><li>• 1 plantilla A4 de acetato, un solo lado, para calificación de atención ejecutiva continua, Lado A. Original</li><li>• 1 plantilla A4 de acetato, un solo lado, para calificación de atención ejecutiva continua, Lado B. Original</li><li>• 1 plantilla A4 de acetato semitransparente, un solo lado, para calificación de percepción visual. Original</li></ul>	
BAN-11	Tarjetas de estímulos	<ul style="list-style-type: none"><li>• 1 tarjeta B/N, (20.9x14), cartón rígido, con la palabra SÍ para evaluar decisión léxica, doble lado. Original</li><li>• 1 tarjeta B/N, (20.9x14), cartón rígido, con la palabra NO para evaluar decisión léxica, doble lado. Original</li><li>• 2 tarjetas B/N, (20.9x14), cartón rígido, con un círculo negro en el centro para evaluar coordinación motora, doble lado. Original</li></ul>	
BAN-12	Minitarjetas de estímulos	50 tarjetas B/N, (4x2.5), cartulina 200 g/m <sup>2</sup> , doble lado, con palabras impresas en el anverso y la clave de orden de presentación en el reverso. Original	
N/A	Estuche	1 estuche, tipo lonchera, cartón con impresión a color. Original	

#### Disposiciones:

- El acceso a los instrumentos psicométricos está restringido a personal autorizado y capacitado.
- Los usuarios deben seguir los procedimientos establecidos para el uso de los instrumentos.
- En cumplimiento a las normas de derechos de autor, la duplicación no autorizada está prohibida.



## INVENTARIO TÉCNICO DETALLADO

### Ficha técnica del instrumento:

Nombre:	BARSIT. Medición rápida de Habilidad Intelectual – Test rápido de Barranquilla.
Código:	BAR-LHE-006
Categoría:	Clínica / Escolar / RRHH
Descripción:	Determina rápidamente el nivel de inteligencia o aptitud para aprender. Obtiene un índice de inteligencia en escolares y adultos a partir del tercer grado de instrucción primaria concluido hasta el tercer grado de secundaria, a partir de factores de inteligencia verbal, razonamiento numérico, elementos cognoscitivos lógicos – verbales y de información general.
Autor/es:	F. Del Olmo
Aplicación:	Papel / Individual
Tiempo:	10 minutos, aproximadamente
Edad:	Niños y Adultos (Desde 3er grado de primaria hasta 3er grado de secundaria)
Editorial:	El Manual Moderno
Año:	2002
Idioma:	Español

### Inventario detallado del instrumento:

Subcódigo	Componentes	Detalle del inventario	Observaciones
BAR-01	Manual	1 manual B/N 8 páginas, doble lado, encuadernación (dos grapas), portada y contraportada B/N, papel 90 g/m <sup>2</sup> . Original	
BAR-02	Cuestionarios	25 cuadernillos a color, A3 doblada por la mitad, doble lado, papel 90 g/m <sup>2</sup> . Contiene 60 reactivos. Original	
BAR-03	Clave de corrección	1 hoja A4 a color, un solo lado, con clave de corrección. Original	

### Disposiciones:

- El acceso a los instrumentos psicométricos está restringido a personal autorizado y capacitado.
- Los usuarios deben seguir los procedimientos establecidos para el uso de los instrumentos.
- En cumplimiento a las normas de derechos de autor, la duplicación no autorizada está prohibida.



## INVENTARIO TÉCNICO DETALLADO

### Ficha técnica del instrumento:

Nombre:	BATTELLE. Inventario de Desarrollo
Código:	BAT-LHE-007
Categoría:	Clínico/Escolar
Descripción:	Valora las áreas del desarrollo: personal/social, adaptativa, motora, comunicación y cognitiva en la infancia. Proporciona información sobre los puntos fuertes y débiles en diversas áreas del desarrollo del niño en especial aquellos que se consideran de riesgo, para facilitar la elaboración de programas de intervención individualizados. Puede emplearse como prueba de screening, de diagnóstico, de evaluación.
Autor/es:	J. Newborg; J.R. Stock; L. Wnek
Aplicación:	Papel / Individual
Tiempo:	10 a 30 minutos (screening); 60 a 90 minutos (Completo), aproximadamente
Edad:	Niños (0 a 8 años)
Editorial:	TEA Ediciones
Año:	2011
Idioma:	Español

### Inventario detallado del instrumento:

Subcódigo	Componentes	Detalle del inventario	Observaciones
BAT-01	Manual	1 manual escala de grises 167 páginas doble lado, papel bond 90 g/m <sup>2</sup> , portada y contraportada a color, papel fotográfico 300 g/m <sup>2</sup> , encuadernación (tipo anillado). Original	
BAT-02	Cuadernillo de anotación	26 cuadernillos a color, 12 páginas, doble lado, encuadernación (dos grapas), papel bond 90 g/m <sup>2</sup> , Contiene áreas de evaluación y perfil de ejecución. Original	
BAT-03	Láminas visuales	9 láminas a color para recortes, papel fotográfico 200 g/m <sup>2</sup> , en sobre manila blanco. Original	
BAT-04	Cuadernillo de evaluación (área personal/social)	1 cuadernillo B/N, 86 páginas y VIII páginas preliminares, doble lado, encuadernación (tipo anillado), papel bond 90 g/m <sup>2</sup> , portada y contraportada a color, papel fotográfico 300 g/m <sup>2</sup> . Contiene subáreas de evaluación de 0 a 8 años. Original	
BAT-05	Cuadernillo de evaluación (área adaptación)	1 cuadernillo B/N, 59 páginas y VII páginas preliminares, doble lado, encuadernación (tipo anillado), papel bond 90 g/m <sup>2</sup> , portada y contraportada a color, papel fotográfico 300 g/m <sup>2</sup> . Contiene subáreas de evaluación de 0 a 8 años. Original	
BAT-06	Cuadernillo de evaluación (área motora)	1 cuadernillo B/N, 95 páginas y X páginas preliminares, doble lado, encuadernación (tipo anillado), papel bond 90 g/m <sup>2</sup> , portada y contraportada a color, papel fotográfico 300 g/m <sup>2</sup> . Contiene subáreas de evaluación de 0 a 8 años. Original	

BAT-07	Cuadernillo de evaluación (área de comunicación)	1 cuadernillo B/N, 86 páginas y VII páginas preliminares, doble lado, encuadernación (tipo anillado), papel bond 90 g/m <sup>2</sup> , portada y contraportada a color, papel fotográfico 300 g/m <sup>2</sup> . Contiene subáreas de evaluación de 0 a 8 años. Original	
BAT-08	Cuadernillo de evaluación (área cognitiva)	1 cuadernillo B/N, 74 páginas y VIII páginas preliminares, doble lado, encuadernación (tipo anillado), papel bond 90 g/m <sup>2</sup> , portada y contraportada a color, papel fotográfico 300 g/m <sup>2</sup> . Contiene subáreas de evaluación de 0 a 8 años. Original	
BAT-09	Cuadernillo de prueba de screening	1 cuadernillo B/N, 108 páginas y XI páginas preliminares, doble lado, encuadernación (tipo anillado), papel bond 90 g/m <sup>2</sup> , portada y contraportada a color, papel fotográfico 300 g/m <sup>2</sup> . Contiene todas las áreas de evaluación de 0 a 8 años. Original	
BAT-10	Hoja de anotación de la prueba de screening	24 dípticos a color, doble lado encuadernación (doble por la mitad), papel bond 90 g/m <sup>2</sup> . Contiene todas las áreas. Original	
N/A	Estuche	1 estuche de tela lona, tipo mochila, con zipper, color negro. Original	

#### Disposiciones:

- A. El acceso a los instrumentos psicométricos está restringido a personal autorizado y capacitado.
- B. Los usuarios deben seguir los procedimientos establecidos para el uso de los instrumentos.
- C. En cumplimiento a las normas de derechos de autor, la duplicación no autorizada está prohibida.

## INVENTARIO TÉCNICO DETALLADO

### Ficha técnica del instrumento:

<b>Nombre:</b>	BFQ. Cuestionario "Big Five"
<b>Código:</b>	BFQA-LHE-008
<b>Categoría:</b>	RRHH
<b>Descripción:</b>	Está indicado en el campo de las organizaciones, donde las dimensiones evaluadas tienen una gran aplicabilidad y se relacionan con las actividades habituales de la vida laboral. Considera que existen cinco dimensiones fundamentales en la personalidad humana. Incluye una escala de Distorsión para detectar posibles intentos de dar una imagen falseada, buena o mala, por parte del sujeto. Dimensiones: Energía, Afabilidad, Tesón, Estabilidad emocional, Apertura mental e incluye una escala de distorsión.
<b>Autor/es:</b>	G. V. Caprara; C. Barbaranelli; L. Borgogni
<b>Aplicación:</b>	Papel / Individual / Colectiva
<b>Tiempo:</b>	30 minutos, aproximadamente
<b>Edad:</b>	Adolescentes y Adultos (a partir de los 16 años)
<b>Editorial:</b>	TEA Ediciones
<b>Año:</b>	2007. 4e
<b>Idioma:</b>	Español

### Inventario detallado del instrumento:

Subcódigo	Componentes	Detalle del inventario	Observaciones
BFQA-01	Manual	1 manual B/N 79 páginas, doble lado, encuadernación (tipo libro), portada y contraportada a color, cartulina brillante 260 g/m <sup>2</sup> . Original.	
BFQA-02	Cuadernillos	9 cuadernillos color lila 5 páginas, doble lado, encuadernación (dos grapas), 90 g/m <sup>2</sup> . Contiene 132 reactivos. Original	<b>FALTA 1 de 10</b>
BFQA-03	Hoja de respuestas	23 hojas color anaranjado, un solo lado, 90 g/m <sup>2</sup> . Original	<b>FALTA 2 de 25</b>
BFQA-04	Plantilla de corrección	5 plantillas, papel acetato, distintos códigos numerados por áreas (2 a 6). Original	<b>FALTA PLANTILLA NÚMERO 1</b>
BFQA-05	Hoja de normas para corrección mecanizada	1 hoja A3 doblada a la mitad, doble lado, impresión color azul 75 g/m <sup>2</sup> . Contiene normas de utilización de hojas para corrección mecanizada. Original.	
N/A	Estuche	1 estuche estilo carpeta, rosado con blanco, bolsillo canguro transparente.	<b>BOLSILLO ROTO EN LOS COSTADOS</b>
BFQA-06	Normas de utilización de hojas para corrección mecanizada	1 hoja A4, doble lado, impresión B/N 75 g/m <sup>2</sup> . Copia	<b>COPIA. NO DISPONIBLE PARA USO</b>
BFQA-07	Clave de acceso (PIN) para la corrección mediante internet	1 hoja B/N, un solo lado 75 g/m <sup>2</sup> , 25 usos. <b>Copia papel bond A4</b>	<b>COPIA. NO DISPONIBLE PARA USO</b>
BFQA-08	Sistema de corrección por internet	1 hoja B/N, un solo lado 75 g/m <sup>2</sup> . Contiene modo de uso del sistema de corrección por internet. <b>Copia papel bond A4</b>	<b>COPIA. NO DISPONIBLE PARA USO</b>



BFQA-09	Plantilla de corrección	6 plantillas B/N, papel perforado y grapado, distintos códigos numerados por áreas (1 a 6), 75 g/m <sup>2</sup> . <b>Copia papel bond A4</b>	<b>COPIA. NO FUNCIONAL PARA USO</b>
BFQA-10	Hoja de perfil	2 hojas B/N grapadas, un solo lado 75 g/m <sup>2</sup> . <b>Copia papel bond A4</b>	

**Disposiciones:**

- A. El acceso a los instrumentos psicométricos está restringido a personal autorizado y capacitado.
- B. Los usuarios deben seguir los procedimientos establecidos para el uso de los instrumentos.
- C. En cumplimiento a las normas de derechos de autor, la duplicación no autorizada está prohibida.



## INVENTARIO TÉCNICO DETALLADO

### Ficha técnica del instrumento:

Nombre:	BFQ-NA. Cuestionario Big Five de personalidad para Niños y Adolescentes
Código:	BFQN-LHE-009
Categoría:	Clínica / Escolar
Descripción:	Evalúa los cinco grandes factores de la personalidad en niños y adolescentes. Representa una adaptación del modelo de los cinco grandes de la personalidad: la inestabilidad emocional, extraversión, apertura, amabilidad y conciencia. Es un breve cuestionario que puede ser cumplimentado por los niños o por los padres, tutores o profesores.
Autor/es:	C. Barbaranelli; G. V. Caprara; A. Rabasca
Aplicación:	Online - Papel / Individual / Colectiva
Tiempo:	30 minutos, aproximadamente
Edad:	Niños y Adolescentes (8 a 15 años)
Editorial:	TEA Ediciones
Año:	2006
Idioma:	Español

### Inventario detallado del instrumento:

Subcódigo	Componentes	Detalle del inventario	Observaciones
BFQN-01	Manual	1 manual B/N 52 páginas, doble lado, encuadernación (dos grapas), portada y contraportada a color, papel fotográfico 260 g/m <sup>2</sup> . Original.	
BFQN-02	Cuestionarios	48 hojas A3 dobladas a la mitad, doble lado, impresión color azul 75 g/m <sup>2</sup> . Contiene 65 reactivos para corrección online o mecanizada. Original	<b>FALTA 2 de 50</b>
BFQN-03	Clave de acceso (PIN) para la corrección mediante internet	2 hojas a color, un solo lado 75 g/m <sup>2</sup> ., 25 usos cada una. Original	<b>NO DISPONIBLE PARA USO</b>
N/A	Estuche	1 estuche tipo carpeta tipo funda, plástico transparente con cierre de cinta en banda para la tapa	
Nota:	No contiene información de calificación manual		

### Disposiciones:

- El acceso a los instrumentos psicométricos está restringido a personal autorizado y capacitado.
- Los usuarios deben seguir los procedimientos establecidos para el uso de los instrumentos.
- En cumplimiento a las normas de derechos de autor, la duplicación no autorizada está prohibida.



## INVENTARIO TÉCNICO DETALLADO

### Ficha técnica del instrumento:

Nombre:	BG. Test Guestáltico Visomotor Laretta Bender
Código:	BGT-LHE-010
Categoría:	Clínica / Escolar
Descripción:	Examina la función guestáltica visomotora, desarrollo y regresiones. Evalúa la madurez de la percepción visomotora y posible lesión neurológica, nivel de maduración de los niños, aprendizaje y desempeño escolar, así como posible patología mental infantil. Es un test no-verbal que consiste en la copia de una serie de nueve formas geométricas de las diez seleccionadas por Wertheimer. Permite la exploración clínica del desarrollo de la inteligencia infantil y en el diagnóstico de los diversos síndromes clínicos de deficiencia mental, afasia, desórdenes cerebrales orgánicos, psicosis mayores, simulación de enfermedades y psiconeurosis.
Autor/es:	L. Bender
Aplicación:	Papel / Individual
Tiempo:	Sin prefiar
Edad:	Niños (5 a 11 años) y Adolescentes (Hasta 16 años con edad mental de 10 años)
Editorial:	Editorial Paidós
Año:	1938
Idioma:	Español

### Inventario detallado del instrumento:

Subcódigo	Componentes	Detalle del inventario	Observaciones
BGT-01	Guía para la aplicación	1 hoja A3 B/N doble por la mitad, doble lado, papel 75 g/m <sup>2</sup> . Original.	
BGT-02	Protocolos	5 dípticos B/N, A4 doblados a la mitad, doble lado, papel 75 g/m <sup>2</sup> . Contiene los reactivos para las ocho figuras y perfil de evaluación. Original	
BGT-03	Tarjetas de figuras	9 tarjetas (10.5x15) B/N, doble lado, cartulina 200 g/m <sup>2</sup> , contenidas en un sobre de manila con impresión. Original	
N/A	Cubierta	1 cubierta para el test tipo cinta de papel periódico, con impresión. Original	

### Disposiciones:

- El acceso a los instrumentos psicométricos está restringido a personal autorizado y capacitado.
- Los usuarios deben seguir los procedimientos establecidos para el uso de los instrumentos.
- En cumplimiento a las normas de derechos de autor, la duplicación no autorizada está prohibida.

## INVENTARIO TÉCNICO DETALLADO

### Ficha técnica del instrumento:

Nombre:	CAB. Desarrollo de Competencias Académicas Básicas
Código:	CAB-LHE-011
Categoría:	Escolar / Otros
Descripción:	Entrenar a estudiantes de primaria y secundaria en el desarrollo de competencias académicas básicas. Programa de entrenamiento y orientación en comprensión lectora, mejora de las calificaciones y elección fundamental de una ocupación, basado en la identificación de deficiencias y mejorar para la obtención de beneficios.
Autor/es:	T. Fuentes Navarro
Aplicación:	Papel / Individual / Colectiva
Tiempo:	Sin prefijar
Edad:	Niños y Adolescentes (11 a 18 años)
Editorial:	El Manual Moderno
Año:	2008
Idioma:	Español

### Inventario detallado del instrumento:

Subcódigo	Componentes	Detalle del inventario	Observaciones
CAB-01	Manual de aplicación	1 manual B/N 17 páginas, doble lado, encuadernación (dos grapas), papel 90 g/m <sup>2</sup> , portada y contraportada a color, papel 120 g/m <sup>2</sup> . Original.	
CAB-02	Cuaderno: Comprensión lectora	1 cuaderno B/N 79 páginas, doble lado, encuadernación (dos grapas), papel 90 g/m <sup>2</sup> . Portada y contraportada a color, papel 120 g/m <sup>2</sup> . Contiene ejercicios para el estudiante. Original	<b>1 DUPLICADO ORIGINAL</b>
CAB-03	Cuaderno: Cómo mejorar mis calificaciones	1 cuaderno B/N 71 páginas, doble lado, encuadernación (dos grapas), papel 90 g/m <sup>2</sup> . Portada y contraportada a color, papel 120 g/m <sup>2</sup> . Contiene ejercicios para el estudiante. Original	<b>1 DUPLICADO ORIGINAL</b>
CAB-04	Cuaderno: Manual para elegir fundamentalmente una ocupación	1 cuaderno B/N 60 páginas, doble lado, encuadernación (dos grapas), papel 90 g/m <sup>2</sup> . Portada y contraportada a color, papel 120 g/m <sup>2</sup> . Contiene actividades para el estudiante. Original	<b>1 DUPLICADO ORIGINAL</b>
N/A	Estuche	1 estuche tipo carpeta rectangular plano, plástico transparente con cierre de piolas en la tapa.	

### Disposiciones:

- El acceso a los instrumentos psicométricos está restringido a personal autorizado y capacitado.
- Los usuarios deben seguir los procedimientos establecidos para el uso de los instrumentos.
- En cumplimiento a las normas de derechos de autor, la duplicación no autorizada está prohibida.

## INVENTARIO TÉCNICO DETALLADO

### Ficha técnica del instrumento:

Nombre:	CHIPS. Entrevista para síndromes psiquiátricos en Niños y Adolescentes
Código:	<b>CHI-LHE-012</b>
Categoría:	Clínica
Descripción:	Evalúa síndromes psiquiátricos en niños y adolescentes. Identifica síntomas de 20 trastornos psiquiátricos en niños y adolescentes basados en los criterios diagnósticos del DSM-IV, cuestiona los estresores psicosociales, como el abuso o el abandono.
Autor/es:	M. Teare Rooney; M.A. Fristad; E.B. Weller; R.A. Weller
Aplicación:	Papel / Individual
Tiempo:	Sin prefijar
Edad:	Niños y Adolescentes (6 a 18 años)
Editorial:	El Manual Moderno
Año:	2001
Idioma:	Español

### Inventario detallado del instrumento:

Subcódigo	Componentes	Detalle del inventario	Observaciones
CHI-01	Manual	1 manual B/N 54 páginas, doble lado, encuadernación (dos grapas), papel 90 g/m <sup>2</sup> , portada y contraportada a color, papel fotográfico 260 g/m <sup>2</sup> . Original.	<b>2 DUPLICADOS ORIGINALES</b>
CHI-02	Entrevista	1 cuaderno de entrevista B/N 28 páginas, doble lado, encuadernación (tipo anillado), papel 120 g/m <sup>2</sup> . Portada y contraportada a color, papel fotográfico 260 g/m <sup>2</sup> . Contiene reactivos para 20 tipos de trastornos y una sección para factores de estrés psicosocial. Original	<b>2 DUPLICADOS ORIGINALES</b>
CHI-03	Hoja de registro - perfil	15 hojas de registro B/N 8 páginas, doble lado, encuadernación (dos grapas), papel 90 g/m <sup>2</sup> . Contiene las secciones de registro de respuestas y el perfil. Original	<b>28 DUPLICADOS ORIGINALES (FALTAN 2 DE 30)</b>
N/A	Estuche	1 estuche tipo carpeta rectangular plano, plástico transparente con cierre de piolas en la tapa.	<b>LOS DOS DUPLICADOS ESTÁN SUS PROPIOS ESTUCHES ORIGINALES, UNO DE ELLOS ESTÁ ROTO.</b>
Nota:	El instrumento está disponible en versión libre y digital en la web.		

### Disposiciones:

- A. El acceso a los instrumentos psicométricos está restringido a personal autorizado y capacitado.
- B. Los usuarios deben seguir los procedimientos establecidos para el uso de los instrumentos.
- C. En cumplimiento a las normas de derechos de autor, la duplicación no autorizada está prohibida.



## INVENTARIO TÉCNICO DETALLADO

### Ficha técnica del instrumento:

Nombre:	CMAS-R. Escala de ansiedad manifiesta en Niños
Código:	CMA-LHE-013
Categoría:	Clínica
Descripción:	Valora de forma objetiva el nivel y naturaleza de la ansiedad crónica en niños y adolescentes. Evalúa diversos aspectos de la ansiedad en tres subescalas: ansiedad fisiológica, inquietud/hipersensibilidad, preocupaciones sociales/concentración y una adicional de mentiras.
Autor/es:	C.R. Reynolds; B.O. Richmond
Aplicación:	Papel / Individual / Colectiva
Tiempo:	15 minutos, aproximadamente
Edad:	Niños y Adolescentes (6 a 19 años)
Editorial:	El Manual Moderno
Año:	1997
Idioma:	Español

### Inventario detallado del instrumento:

Subcódigo	Componentes	Detalle del inventario	Observaciones
CMA-01	Manual	1 manual B/N 150 páginas, doble lado, encuadernación (tipo libro), papel 90 g/m <sup>2</sup> , portada y contraportada a color, papel fotográfico 260 g/m <sup>2</sup> . Original.	
CMA-02	Cuestionario	14 cuestionarios a color, 1 sola hoja, doble lado, papel 90 g/m <sup>2</sup> . Contiene 37 reactivos. Original	<b>FALTA 1 DE 15</b>
CMA-03	Plantilla de calificación	1 plantilla A4 de acetato, un solo lado, para calificación. Original	
Nota:	El instrumento está disponible en versión libre y digital en la web.		

### Disposiciones:

- El acceso a los instrumentos psicométricos está restringido a personal autorizado y capacitado.
- Los usuarios deben seguir los procedimientos establecidos para el uso de los instrumentos.
- En cumplimiento a las normas de derechos de autor, la duplicación no autorizada está prohibida.



## INVENTARIO TÉCNICO DETALLADO

### Ficha técnica del instrumento:

Nombre:	COLETAS Y VERDI. Prevención, detección y tratamiento del Abuso Sexual Infantil
Código:	COL-LHE-014
Categoría:	Clínica – Intervención / Escolar – Intervención
Descripción:	Trabaja posibles estrategias para que el niño pueda protegerse ante un posible abuso. También facilita la labor de detección precoz de signos indicadores de que puede haber algún comportamiento inadecuado por parte de un adulto.
Autor/es:	L. Rodríguez; Ma. A. de la Cruz
Aplicación:	Papel / Individual
Tiempo:	30 minutos, aproximadamente
Edad:	Niños (6 a 12 años)
Editorial:	TEA Ediciones
Año:	2013
Idioma:	Español

### Inventario detallado del instrumento:

Subcódigo	Componentes	Detalle del inventario	Observaciones
COL-01	Manual	1 manual a color 65 páginas, doble lado, encuadernación (dos grapas). Original	
COL-02	Tablero de estímulos	1 tablero de estímulos impresos (números del 1 al 36; y personajes de Coletas y Verdi repetidos y alternados) en cuadrícula plegable a color (25,5x55,5) un solo lado, reverso color negro. Original	
COL-03	Tarjetas grandes	<ul style="list-style-type: none"> <li>20 tarjetas terapeuta, 9 violetas, 3 amarillas, 4 rosadas, 3 rojas, 1 verde (14,8x21) cartulina brillante 200 gr, impresión doble lado. Original.</li> <li>6 tarjetas de formas de querer color rosado (14,8x21) cartulina brillante 200 gr, impresión doble lado. Original.</li> </ul>	
COL-04	Tarjetas pequeñas	<ul style="list-style-type: none"> <li>24 tarjetas comodín (8,8x5,8) color rojo, cartulina 200 gr, impresión doble lado (reverso Coletas y Verdi) sujeto con liga. Original.</li> <li>22 tarjetas de afrontamiento (8,8x5,8) color verde, cartulina 200 gr, impresión doble lado (reverso avión) sujeto con liga. Original.</li> <li>40 tarjetas de psicoeducación (8,8x5,8) color violeta, cartulina 200 gr, impresión doble lado (reverso pelota) sujeto con liga. Original.</li> <li>21 tarjetas de relato (8,8x5,8) color celeste, cartulina 200 gr, impresión doble lado (reverso libro) sujeto con liga</li> </ul>	



		<ul style="list-style-type: none"><li>• 20 tarjetas de reestructuración cognitiva (8,8X5,8) color amarillo, cartulina 200 gr, impresión doble lado (reverso foco) sujeto con liga</li><li>• 10 tarjetas de secretos (8,8X5,8) color turquesa, cartulina 200 gr, impresión doble lado (reverso palabra secretos) sujeto con liga</li><li>• 15 tarjetas de emociones (8,8X5,8) color azul (9 azules y 6 recuadro en franjas cebra amarillo y azul), cartulina 200 gr, impresión doble lado (reverso palabra emociones) sujeto con liga</li><li>• 10 tarjetas de pensamientos (8,8X5,8) color naranja, cartulina 200 gr, impresión doble lado (reverso palabra pensamientos) sujeto con liga</li><li>• 6 tarjetas de expresiones (8,8X5,8) color rosado, cartulina 200 gr, impresión doble lado (reverso palabra expresiones) sujeto con liga</li><li>• 1 tarjeta mágica (8,8X5,8) color lila morado pastel, cartulina 200 gr, impresión doble lado (reverso palabra tarjeta mágica) sujeto con liga</li></ul>	
COL-05	Dado de emociones	<ul style="list-style-type: none"><li>• 2 láminas con dados de las emociones desmontables para armar, color blanco y azul (lados del dado con emociones impresas), impreso a un solo lado y con instrucciones en la parte superior derecha de la lámina. Lámina grande (25,8x21) y Lámina pequeña (23x16,2). Original.</li></ul>	
COL-06	Lámina de dibujo de Coletas y Verdi	1 lámina impresa a color un solo lado, con los cuerpos desnudos de Coletas y Verdi, formato oficio 90 gr. Original	
COL-07	Lámina de Cara de Verdi	1 lámina de la cara de Verdi a color un solo lado, cartulina brillante (23x23) 200 gr. Original	
COL-08	Tarjetas de bocas de Verdi	6 tarjetas de la boca de Verdi (8,8X5,8) color llano, cartulina 200 gr, impresión un solo lado. Original	
COL-09	Tarjetas de miradas de Verdi	6 tarjetas de la mirada de Verdi (8,8X5,8) color llano, cartulina 200 gr, impresión un solo lado. Original	
COL-10	Paletas	2 paletas, una de color verde (con emoción de alegría) y otra roja (con emoción de tristeza), a color un solo lado, cartulina brillante.	
COL-11	Sopas de letras	2 hojas tamaño oficio de sopas de letras, numeradas con 1 y 2, a color un solo lado 90 gr. Original	



N/A	Caja	1 caja tipo estuche aplanada tapa a color y base blanca, cartón (26,5x26,5). Original	
-----	------	---	--

**Disposiciones:**

- A. El acceso a los instrumentos psicométricos está restringido a personal autorizado y capacitado.
- B. Los usuarios deben seguir los procedimientos establecidos para el uso de los instrumentos.
- C. En cumplimiento a las normas de derechos de autor, la duplicación no autorizada está prohibida.



## INVENTARIO TÉCNICO DETALLADO

### Ficha técnica del instrumento:

Nombre:	CUMANES. Cuestionario de Madurez Neuropsicológica Escolar
Código:	CUMS-LHE-015
Categoría:	Clínica / Escolar
Descripción:	Es una batería para evaluar el nivel del desarrollo neuropsicológico global durante la infancia. Incide especialmente en la evaluación de las funciones mentales superiores que más influyen en los procesos de aprendizaje y en la conducta. Está compuesto por 12 subescalas agrupadas en 6 áreas (Lenguaje, Visopercepción, Funcionamiento ejecutivo, Memoria, Lateralidad y Ritmo) que permiten obtener un perfil con los puntos fuertes y débiles en el desarrollo. Y una puntuación global que resume el nivel de madurez neuropsicológica.
Autor/es:	J.A. Portellano; R. Mateos Mateos; R. Martínez Arias
Aplicación:	Papel / Individual
Tiempo:	40 a 50 minutos, aproximadamente
Edad:	Niños (7 a 11 años)
Editorial:	TEA Ediciones
Año:	2012
Idioma:	Español

### Inventario detallado del instrumento:

Subcódigo	Componentes	Detalle del inventario	Observaciones
CUMS-01	Manual	1 manual escala de grises 165 páginas doble lado, papel bond A4 90 g/m <sup>2</sup> , portada y contraportada a color, papel fotográfico 300 g/m <sup>2</sup> . Original	
CUMS-02	Cuadernillo de anotación	25 cuadernillos de anotación, 12 hojas a color doble lado encuadernación (dos grapas), papel bond A4 90 g/m <sup>2</sup> . Original	<b>1 CUADERNILLO ESTÁ LIGERAMENTE MALTRATADO</b>
CUMS-03	Ejemplar	25 cuadernillos ejemplar, 6 hojas a color doble lado plegado en tríptico, papel bond A4 90 g/m <sup>2</sup> . Original	
CUMS-04	Cuaderno de estímulos	1 cuaderno de estímulos, 24 láminas, escala de grises, un solo lado, papel fotográfico 180 g/m <sup>2</sup> , encuadernación (tipo espiral), portada y contraportada a color, papel fotográfico 260 g/m <sup>2</sup> . Original	
CUMS-05	Visor	1 visor de un campo, cartulina color blanco, sin impresiones, 25 x 19 cm. Original	
CUMS-06	Pelota	1 pelota de goma de látex tamaño tenis, color amarillo, rotulada PITK	
CUMS-07	Clave de acceso (PIN) para la corrección mediante internet	1 hoja a color, un solo lado 75 g/m <sup>2</sup> ., 25 usos. Original	<b>NO DISPONIBLE PARA USO</b>
N/A	Estuche	1 estuche de tela lona, tipo maletín, con velcro, color azul marino. Original	
<b>COPIA</b>			
Subcódigo	Componentes	Detalle del inventario	Observaciones



CUMS-08	Cuaderno de estímulos	1 cuaderno de estímulos, 24 láminas, B/N, un solo lado, papel 75 g/m <sup>2</sup> , encuadernación (tipo anillado). Copia	<b>COPIA</b>
---------	-----------------------	---	--------------

**Disposiciones:**

- A. El acceso a los instrumentos psicométricos está restringido a personal autorizado y capacitado.
- B. Los usuarios deben seguir los procedimientos establecidos para el uso de los instrumentos.
- C. En cumplimiento a las normas de derechos de autor, la duplicación no autorizada está prohibida.

## INVENTARIO TÉCNICO DETALLADO

### Ficha técnica del instrumento:

Nombre:	CUMANIN. Cuestionario de Madurez Neuropsicológica Infantil
Código:	CUMN-LHE-016
Categoría:	Clínica / Neuropsicología
Descripción:	La finalidad principal consiste en constatar las consecuencias que tiene el funcionamiento alterado del sistema nervioso sobre la conducta y las funciones ejecutivas. Constituyen la estructura esencial del examen y permiten obtener un cociente de desarrollo formado por resultados obtenidos en las 8 escalas principales y 5 adicionales.
Autor/es:	J.A. Portellano; R. Mateos; R. Martínez Arias; A. Tapia Pavón; Ma.J. Granados
Aplicación:	Papel / Individual
Tiempo:	30 a 50 minutos, aproximadamente
Edad:	Niños (3 a 6 años)
Editorial:	TEA Ediciones
Año:	2009
Idioma:	Español

### Inventario detallado del instrumento:

Subcódigo	Componentes	Detalle del inventario	Observaciones
CUMN-01	Manual	1 manual B/N 96 páginas doble lado, encuadernación (tipo libro). Portada y contraportada un solo lado de color papel fotográfico 300 gr. Original.	
CUMN-02	Cuadernillo de anotación	25 cuadernillos a color 12 páginas doble lado 90 gr, encuadernación (dos grapas). Original	
CUMN-03	Láminas	1 cuadernillo B/N de 4 hojas doble lado con impresiones de láminas de evaluación (incluye la portada). Original	
CUMN-04	Visor	1 visor sin color con agujero central, papel cartulina 200 gr. Original	
N/A	Estuche	1 estuche tipo carpeta rectangular plano, plástico transparente con agarradera y bincha tipo ceja para cerrar. Original	

### Disposiciones:

- El acceso a los instrumentos psicométricos está restringido a personal autorizado y capacitado.
- Los usuarios deben seguir los procedimientos establecidos para el uso de los instrumentos.
- En cumplimiento a las normas de derechos de autor, la duplicación no autorizada está prohibida.



## INVENTARIO TÉCNICO DETALLADO

### Ficha técnica del instrumento:

Nombre:	DAT 5. Test de Aptitudes Diferenciales
Código:	DAT-LHE-017
Categoría:	Escolar
Descripción:	Evalúa habilidades complejas relacionadas con diferentes criterios de rendimiento basándose en un enfoque factorial de la inteligencia. Mide la capacidad del sujeto en diferentes áreas aptitudinales: razonamiento verbal, razonamiento numérico, razonamiento abstracto, rapidez y exactitud perceptiva, razonamiento mecánico, relaciones espaciales y ortografía.
Autor/es:	G.K. Bennett, H.G. Seashore; A.G. Wesman
Aplicación:	Papel / Individual/ Colectiva
Tiempo:	210 minutos, aproximadamente
Edad:	Nivel 1 (1º a 4º curso) – Nivel 2 (Bachillerato)
Editorial:	El Manual Moderno
Año:	2013
Idioma:	Español

### Inventario detallado del instrumento:

Subcódigo	Componentes	Detalle del inventario	Observaciones
DAT-01	Manual	1 manual escala de grises 103 páginas doble lado, papel bond 90 g/m <sup>2</sup> , portada y contraportada a color, papel fotográfico 300 g/m <sup>2</sup> , encuadernación (tipo libro). Original	
DAT-02	Cuadernillo nivel 1	5 cuadernillos a color, 55 páginas, doble lado encuadernación (dos grapas), papel bond 120 g/m <sup>2</sup> . Original	
DAT-03	Cuadernillo nivel 2	5 cuadernillos a color, 55 páginas, doble lado encuadernación (dos grapas), papel bond 120 g/m <sup>2</sup> . Original	
DAT-04	Hoja de respuestas (azul)	22 dípticos a color, componentes: verbal, numérico, abstracto, mecánico, espacial y ortografía, doble lado encuadernación (doble por la mitad), papel bond 90 g/m <sup>2</sup> . Original	
DAT-05	Hoja de respuestas (verde)	22 dípticos a color, componentes: PSA, doble lado encuadernación (doble por la mitad), papel bond 90 g/m <sup>2</sup> . Original	
N/A	Estuche	1 estuche de tela lona, tipo maletín, con velcro, color azul marino. Original	

### Disposiciones:

- El acceso a los instrumentos psicométricos está restringido a personal autorizado y capacitado.
- Los usuarios deben seguir los procedimientos establecidos para el uso de los instrumentos.
- En cumplimiento a las normas de derechos de autor, la duplicación no autorizada está prohibida.



## INVENTARIO TÉCNICO DETALLADO

### Ficha técnica del instrumento:

Nombre:	DCS. Prueba Neuropsicológica de Memoria y Aprendizaje Visual
Código:	DCS-LHE-018
Categoría:	Clínica / Escolar / RRHH / Otros
Descripción:	Evalúa de manera cualitativa y cuantitativa la memoria y el aprendizaje visuales en personas con alteraciones neuropsicológicas. Se utiliza en la evaluación de pacientes con daño cerebral por traumatismo, evento vascular cerebral, epilepsia, afasia e incluso, de aquellos con trastornos psiquiátricos.
Autor/es:	G. Lambertj; S. Weidlich
Aplicación:	Papel / Individual
Tiempo:	Sin prefijar
Edad:	Niños y Adultos (3 años en adelante)
Editorial:	El Manual Moderno
Año:	2002
Idioma:	Español

### Inventario detallado del instrumento:

Subcódigo	Componentes	Detalle del inventario	Observaciones
DCS-01	Manual	1 manual B/N 47 páginas doble lado, encuadernación (dos grapas). Portada y contraportada un solo lado de color papel fotográfico 300 gr. Original	
DCS-02	Hoja de registro	25 hojas B/N un solo lado 75 gr, encuadernación (tipo talonario). Original	
DCS-03	Barritas de madera	5 barritas de madera sin color de 12 cm. Original	
DCS-04	Tarjetas forma original	9 tarjetas de estímulos impresas B/N papel cartón 300 gr (9.0x9.0). Original	
DCS-05	Tarjetas forma paralelo	9 tarjetas de estímulos impresas B/N papel cartón 300 gr (9.0x9.0). Original	
N/A	Estuche	1 estuche tipo carpeta rectangular plano, plástico transparente con cierre de botón plástico en la tapa	<b>ESTA ROTO EN LA COYUNTURA POSTERIOR DE LA TAPA</b>

### Disposiciones:

- El acceso a los instrumentos psicométricos está restringido a personal autorizado y capacitado.
- Los usuarios deben seguir los procedimientos establecidos para el uso de los instrumentos.
- En cumplimiento a las normas de derechos de autor, la duplicación no autorizada está prohibida.



## INVENTARIO TÉCNICO DETALLADO

### Ficha técnica del instrumento:

Nombre:	DETECTOR. Detección de Riesgo en la Escuela Primaria
Código:	DET-LHE-019
Categoría:	Clínica / Escolar
Descripción:	Detecta de manera temprana algunos de los problemas más comunes que afectan el desempeño escolar de los niños de primaria. Evalúa déficit de atención, disfunción cerebral, trastorno afectivo, problema alimentario, problema de ansiedad, problema de conducta, problema emocional, problema de lenguaje, problema psicomotor, trastornos generalizados del desarrollo, problema de salud, discapacidad intelectual, problema de socialización, autoestima pobre, enuresis, pica.
Autor/es:	P.A. Sánchez Escobedo
Aplicación:	On-Line / Individual
Tiempo:	30 minutos, aproximadamente
Edad:	Niños y Adolescentes (5 a 13 años)
Editorial:	El Manual Moderno
Año:	2003 1e.
Idioma:	Español

### Inventario detallado del instrumento:

Subcódigo	Componentes	Detalle del inventario	Observaciones
DET-01	Manual	1 manual B/N 69 páginas, doble lado, encuadernación (dos grapas), portada y contraportada a color, papel fotográfico 260 g/m <sup>2</sup> . Original	
DET-02	Tarjeta electrónica	1 tarjeta para aplicación en internet con 50 usos. Original	<b>NO DISPONIBLE PARA USO</b>
N/A	Carpeta	1 estuche de plástico transparente tipo carpeta rectangular y con botón de plástico en la tapa. Original	

### Disposiciones:

- Este material es propiedad del Laboratorio de Psicología, la solicitud parcial o total es en base condiciones de uso.
- Los usuarios deben seguir los procedimientos establecidos para el uso de los instrumentos.
- En cumplimiento a las normas de derechos de autor, la duplicación no autorizada está prohibida.

## INVENTARIO TÉCNICO DETALLADO

### Ficha técnica del instrumento:

Nombre:	DTVP-2. Método de Evaluación de la Percepción Visual de Frostig
Código:	DTV-LHE-020
Categoría:	Clínico/Escolar
Descripción:	Evalúa la presencia y grado de dificultades de la percepción visual o visomotriz. Consta de ocho subpruebas: Coordinación ojo-mano, Posición en el espacio, Copia, Figura-fondo, Relaciones espaciales, Cierre visual, Velocidad visomotora y Constancia de forma.
Autor/es:	D.D. Hammill; N.A. Pearson; J.K. Voress
Aplicación:	Papel / Individual
Tiempo:	30 a 60 minutos, aproximadamente
Edad:	Niños (5 a 10 años)
Editorial:	El Manual Moderno
Año:	2006
Idioma:	Español

### Inventario detallado del instrumento:

Subcódigo	Componentes	Detalle del inventario	Observaciones
DTV-01	Manual	1 manual escala de grises 81 páginas doble lado, papel bond 90 g/m <sup>2</sup> , portada y contraportada a color, papel fotográfico 300 g/m <sup>2</sup> , encuadernación (tipo anillado). Original	<b>1 DUPLICADO ORIGINAL</b>
DTV-02	Libro de figuras	1 libreta B/N y escala de grises, con cuatro secciones: a) Subprueba 2: Posición en el espacio, 5 láminas; b) Subprueba 4: Figura-fondo, 20 láminas; c) Subprueba 6: Cierre visual, 22 láminas; d) Subprueba 8: Constancia de forma, 22 láminas, todas estas a un solo lado, encuadernación (tipo anillado), papel cartulina 260 g/m <sup>2</sup> , portada y contraportada a color, papel fotográfico 300 g/m <sup>2</sup> . Original	<b>1 DUPLICADO ORIGINAL</b>
DTV-03	Protocolo de respuestas	15 cuadernillos B/N, 11 láminas, doble lado, encuadernación (dos grapas), papel bond 90 g/m <sup>2</sup> , portada a color. Original	<b>15 DUPLICADOS ORIGINALES</b>
DTV-04	Forma de registro del perfil examinador	15 dípticos a color, doble lado encuadernación (doble por la mitad), papel bond 90 g/m <sup>2</sup> . Original	<b>15 DUPLICADOS ORIGINALES</b>
N/A	Estuche	1 estuche de tela lona, tipo maletín, con zipper, color azul eléctrico. Original	<b>EL TEST DUPLICADO ORIGINAL ESTÁ EN SU PROPIO ESTUCHE</b>

### Disposiciones:

- El acceso a los instrumentos psicométricos está restringido a personal autorizado y capacitado.
- Los usuarios deben seguir los procedimientos establecidos para el uso de los instrumentos.
- En cumplimiento a las normas de derechos de autor, la duplicación no autorizada está prohibida.



## INVENTARIO TÉCNICO DETALLADO

### Ficha técnica del instrumento:

Nombre:	ECO. Evaluación de Competencias Organizacionales
Código:	ECO-LHE-021
Categoría:	RRHH
Descripción:	Conocer el nivel de competencias y metacompetencias organizacionales. Evalúa ocho metacompetencias (intelectuales, emocionales, sociales, éticas, emprendedoras, directivas, administrativas, alto desempeño) y veinte competencias ligadas a éstas.
Autor/es:	J.J. Kaneko Aguilar
Aplicación:	On-Line / Individual / Colectiva
Tiempo:	35 minutos, aproximadamente
Edad:	Adolescentes y Adultos (17 a 60 años)
Editorial:	El Manual Moderno
Año:	2017
Idioma:	Español

### Inventario detallado del instrumento:

Subcódigo	Componentes	Detalle del inventario	Observaciones
ECO-01	Manual	1 manual a color 106 páginas, doble lado, encuadernación (tipo anillado), portada y contraportada a color, papel fotográfico 300 g/m <sup>2</sup> . Original	
ECO-02	Tarjeta electrónica	1 tarjeta para aplicación en internet con 15 usos. Original	<b>NO DISPONIBLE PARA USO</b>
N/A	Carpeta	1 carpeta rectangular plano, de cartulina brillante 200 g/m <sup>2</sup> , plegable en tres. Original	

### Disposiciones:

- El acceso a los instrumentos psicométricos está restringido a personal autorizado y capacitado.
- Los usuarios deben seguir los procedimientos establecidos para el uso de los instrumentos.
- En cumplimiento a las normas de derechos de autor, la duplicación no autorizada está prohibida.



## INVENTARIO TÉCNICO DETALLADO

### Ficha técnica del instrumento:

Nombre:	EEHSA. Escala de Evaluación de Habilidades Sociales para Adolescentes
Código:	EEH-LHE-022
Categoría:	Clínica / Escolar / RRHH
Descripción:	Identifica déficits en habilidades sociales y problemas de interacción social disfuncional. Instrumento de auto reporte que está compuesto por 50 ítems planteados en forma de afirmaciones que evalúan 6 factores de habilidades sociales: Iniciales básicas; sociales para la comunicación; sociales para el manejo de los sentimientos; alternativas a la agresión; para afrontar el estrés; y de planeación y toma de decisiones.
Autor/es:	N. Seisdedos Cubero
Aplicación:	On-Line / Individual / Colectiva
Tiempo:	30 minutos, aproximadamente
Edad:	Adolescentes y Adultos (14 a 23 años)
Editorial:	El Manual Moderno
Año:	2014
Idioma:	Español

### Inventario detallado del instrumento:

Subcódigo	Componentes	Detalle del inventario	Observaciones
EEH-01	Manual	1 manual a color 29 páginas, doble lado, encuadernación (dos grapas), portada y contraportada a color, papel fotográfico 260 g/m <sup>2</sup> . Original	
EEH-02	Tarjeta electrónica	1 tarjeta para aplicación en internet con 50 usos. Original	<b>NO DISPONIBLE PARA USO</b>
N/A	Carpeta	1 carpeta rectangular plano, de cartulina brillante 200 g/m <sup>2</sup> , plegable en tres. Original	

### Disposiciones:

- El acceso a los instrumentos psicométricos está restringido a personal autorizado y capacitado.
- Los usuarios deben seguir los procedimientos establecidos para el uso de los instrumentos.
- En cumplimiento a las normas de derechos de autor, la duplicación no autorizada está prohibida.



## INVENTARIO TÉCNICO DETALLADO

### Ficha técnica del instrumento:

Nombre:	EMA. Escala Multidimensional de Asertividad
Código:	EMA-LHE-023
Categoría:	Clínica / Escolar / RRHH
Descripción:	Evalúa el tipo y grado de asertividad que presente el individuo, así como para medir y entrenar en asertividad. Sirve como guía de intervención terapéutica, así como punto de partida para establecer programas de entrenamiento asertivo.
Autor/es:	M.M. Flores Galaz; R. Díaz-Loving
Aplicación:	Papel / Individual / Colectiva
Tiempo:	30 minutos, aproximadamente
Edad:	Adolescentes y Adultos (15 años en adelante)
Editorial:	El Manual Moderno
Año:	2004
Idioma:	Español

### Inventario detallado del instrumento:

Subcódigo	Componentes	Detalle del inventario	Observaciones
EMA-01	Manual	1 manual B/N 60 hojas doble lado, espiralado. Portada y contraportada un solo lado de color papel fotográfico 300 gr. Original	
EMA-02	Cuestionario	5 cuestionario 4 páginas doble lado 75 g, plegada por la mitad. Original	
EMA-03	Hoja de respuesta	15 hoja de respuesta a color doble lado (hoja de respuesta y perfil). Original	
EMA-04	Plantilla de calificación de asertividad	1 lámina de acetato impresa con clave de calificación y con papel calco. Original	
EMA-05	Plantilla de calificación de asertividad indirecta	1 lámina de acetato impresa con clave de calificación y con papel calco. Original	
EMA-06	Plantilla de calificación de no asertividad	1 lámina de acetato impresa con clave de calificación. Original	
N/A	Estuche	1 estuche tipo carpeta rectangular plano, plástico transparente con cierre de botón plástico en la tapa	

### Disposiciones:

- El acceso a los instrumentos psicométricos está restringido a personal autorizado y capacitado.
- Los usuarios deben seguir los procedimientos establecidos para el uso de los instrumentos.
- En cumplimiento a las normas de derechos de autor, la duplicación no autorizada está prohibida.



## INVENTARIO TÉCNICO DETALLADO

### Ficha técnica del instrumento:

Nombre:	ENI. Cuestionario de Madurez Neuropsicológica Escolar
Código:	ENI1-LHE-024
Categoría:	Clínica / Escolar
Descripción:	Examinar el desarrollo neuropsicológico de niños. Evalúa diagnóstico de desarrollo, alteraciones cognitivas y comportamentales, trastorno del aprendizaje, retardo mental, y déficits específicos en áreas diversas, entre otras que pueden aplicarse por separado. Evalúa las características neuropsicológicas de niños y jóvenes en edad escolar. Valora las características de las habilidades cognitivas y conductuales que se considera reflejo de la integridad del Sistema Nervioso Central.
Autor/es:	E. Matute; M. Rosselli; A. Ardila; F. Ostrosky
Aplicación:	Papel / Individual
Tiempo:	180 minutos, aproximadamente
Edad:	Niños y Adolescentes (5 a 16 años)
Editorial:	El Manual Moderno
Año:	2007
Idioma:	Español

### Inventario detallado del instrumento:

Subcódigo	Componentes	Detalle del inventario	Observaciones
ENI1-01	Manual	1 manual escala de grises 194 páginas doble lado, papel bond 90 g/m <sup>2</sup> , portada y contraportada a color, papel fotográfico 300 g/m <sup>2</sup> , encuadernación (tipo anillado). Original	
ENI1-02	Libreta de estímulos 1	1 libreta (14X21,5) B/N y color, 117 láminas, doble lado encuadernación (tipo espiral), papel fotográfico 180 g/m <sup>2</sup> , portada y contraportada a color, cartulina acartonada con pliegue de apoyo para posición vertical. Original	
ENI1-03	Libreta de estímulos 2	1 libreta (25X21) B/N y escala de grises, 110 láminas, doble lado encuadernación (tipo espiral), papel fotográfico 180 g/m <sup>2</sup> , portada y contraportada a color, cartulina acartonada con pliegue de apoyo para posición vertical. Original	
ENI1-04	Historia clínica	10 cuadernillos, 10 páginas a color, doble lado, encuadernación (dos grapas), papel bond A4 90 g/m <sup>2</sup> . Original	
ENI1-05	Cuestionarios para padres	10 cuadernillos, 3 páginas a color, doble lado, encuadernación (dos grapas), papel bond A4 90 g/m <sup>2</sup> . Original	
ENI1-06	Libretas de puntaje	10 cuadernillos, 37 páginas a color, doble lado, encuadernación (dos grapas), papel bond A4 90 g/m <sup>2</sup> . Original	
ENI1-07	Libretas de respuestas	10 cuadernillos, 26 páginas a color, doble lado, encuadernación (dos grapas), papel	



		bond A4 90 g/m <sup>2</sup> . Contiene 23 pruebas. Original	
ENI1-08	Libretas de respuestas de signos neurológicos blandos	10 cuadernillos, 3 páginas a color, doble lado, encuadernación (dos grapas), papel bond A4 90 g/m <sup>2</sup> . Original	
ENI1-09	Tarjetas (con estímulo)	1 juego de 30 tarjetas (6,5X7,0), a color, cartón, distintas figuras geométricas impresas en el anverso (rombo, círculo, rectángulo) y en el reverso la clave de posición (del 1 al 27 y la letra E mayúscula en 3 restantes que son los estímulos), en estuche de plástico transparente tipo caja con bincha tipo ceja. Original	
ENI1-10	Tarjetas (sin estímulo)	1 juego de 27 tarjetas (6,5X7,0), a color, cartón, distintas figuras geométricas impresas en el anverso (rombo, círculo, rectángulo) y en el reverso la clave de posición (del 1 al 27), en estuche de plástico transparente tipo caja con bincha tipo ceja. Original	
ENI1-11	Bloques de madera	3 bloques de madera: a) 1 de color rojo (6,5X6,5), b) 1 de color blanco (5,3X5,3) y c) 1 de color verde (4,1X4,1), en estuche de plástico transparente tipo caja con bincha tipo ceja. Original	
			<b>EL INSTRUMENTO TIENE 1 CD DE ESTÍMULOS AUDITIVOS, PERO NO EXISTE EN EL INVENTARIO</b>
ENI1-12	Plantilla de calificación	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 plantilla de calificación para construcción con palillos (77-13.1), escala de grises, acetato, un solo lado A4. Original.</li> <li>• 1 plantilla de calificación para construcción con palillos (77-13.2), escala de grises, acetato, un solo lado A4. Original.</li> <li>• 1 plantilla de calificación de dibujos, marcas negras, acetato, un solo lado A4. Original.</li> <li>• 1 plantilla de calificación de letras, marcas negras, acetato, un solo lado A4. Original.</li> <li>• 1 lámina A4, B/N, un solo lado, con mapa de varias edificaciones (kínder, tienda, iglesia, banco, escuela), papel fotográfico 90 g/m<sup>2</sup>. Original</li> </ul>	
N/A	Estuche	1 estuche de tela lona, tipo maletín, con zipper, color azul eléctrico. Original	

**Disposiciones:**

- El acceso a los instrumentos psicométricos está restringido a personal autorizado y capacitado.
- Los usuarios deben seguir los procedimientos establecidos para el uso de los instrumentos.
- En cumplimiento a las normas de derechos de autor, la duplicación no autorizada está prohibida.



## INVENTARIO TÉCNICO DETALLADO

### Ficha técnica del instrumento:

Nombre:	ENI-2. Cuestionario de Madurez Neuropsicológica Escolar
Código:	ENI2-LHE-025
Categoría:	Clínica / Escolar
Descripción:	Detección de alteraciones cognitivas y comportamentales asociadas a un trastorno del neurodesarrollo. Permite detectar una alteración cognitiva generalizada y el retardo mental y apreciar características neuropsicológicas en niños bajo condiciones médicas específicas.
Autor/es:	E. Matute; M. Rosselli; A. Ardila; F. Ostrosky
Aplicación:	Papel / Individual
Tiempo:	180 minutos, aproximadamente
Edad:	Niños y Adolescentes (5 a 16 años)
Editorial:	El Manual Moderno
Año:	2013
Idioma:	Español

### Inventario detallado del instrumento:

Subcódigo	Componentes	Detalle del inventario	Observaciones
ENI2-01	Manual	1 manual escala de grises 193 páginas doble lado, papel bond 90 g/m <sup>2</sup> , portada y contraportada a color, papel fotográfico 300 g/m <sup>2</sup> , encuadernación (tipo anillado). Original	
ENI2-02	Libreta de estímulos 1	1 libreta (14X21,5) B/N y color, 117 láminas, doble lado encuadernación (tipo espiral), papel fotográfico 180 g/m <sup>2</sup> , portada y contraportada a color, cartulina acartonada con pliegue de apoyo para posición vertical. Original	
ENI2-03	Libreta de estímulos 2	1 libreta (25X21) B/N y escala de grises, 110 láminas, doble lado encuadernación (tipo espiral), papel fotográfico 180 g/m <sup>2</sup> , portada y contraportada a color, cartulina acartonada con pliegue de apoyo para posición vertical. Original	
ENI2-04	Historia clínica	10 cuadernillos, 10 páginas a color, doble lado, encuadernación (dos grapas), papel bond A4 90 g/m <sup>2</sup> . Original	
ENI2-05	Cuestionarios para padres	10 cuadernillos, 3 páginas a color, doble lado, encuadernación (dos grapas), papel bond A4 90 g/m <sup>2</sup> . Original	
ENI2-06	Libretas de puntaje	10 cuadernillos, 37 páginas a color, doble lado, encuadernación (dos grapas), papel bond A4 90 g/m <sup>2</sup> . Original	
ENI2-07	Libretas de respuestas	10 cuadernillos, 26 páginas a color, doble lado, encuadernación (dos grapas), papel bond A4 90 g/m <sup>2</sup> . Contiene 23 pruebas. Original	



ENI2-08	Libretas de respuestas de signos neurológicos blandos	10 cuadernillos, 3 páginas a color, doble lado, encuadernación (dos grapas), papel bond A4 90 g/m <sup>2</sup> . Original	
ENI2-09	Tarjetas (con estímulo)	1 juego de 30 tarjetas (6,5X7,0), a color, cartón, distintas figuras geométricas impresas en el anverso (rombo, círculo, rectángulo) y en el reverso la clave de posición (del 1 al 27 y la letra E mayúscula en 3 restantes que son los estímulos), en estuche de cartón tipo caja con tapa superpuesta. Original	
ENI2-10	Tarjetas (sin estímulo)	1 juego de 27 tarjetas (6,5X7,0), a color, cartón, distintas figuras geométricas impresas en el anverso (rombo, círculo, rectángulo) y en el reverso la clave de posición (del 1 al 27), en estuche de cartón tipo caja con tapa superpuesta. Original	
ENI2-11	Bloques de madera	3 bloques de madera: a) 1 de color rojo (6,5X6,5), b) 1 de color blanco (5,3X5,3) y c) 1 de color verde (4,1X4,1), en estuche de cartón tipo caja con tapa superpuesta. Original	
ENI2-12	CD de estímulos auditivos	1 CD de estímulos auditivos, impreso en portada, en funda de plástico con ceja. Original	
ENI2-13	Plantilla de calificación	<ul style="list-style-type: none"><li>• 1 plantilla de calificación para construcción con palillos (98-13.1), escala de grises, tipo encerado, un solo lado A4. Original.</li><li>• 1 plantilla de calificación para construcción con palillos (98-13.2), escala de grises, tipo encerado, un solo lado A4. Original.</li><li>• 1 plantilla de calificación de dibujos, marcas negras, tipo encerado, un solo lado A4. Original.</li><li>• 1 plantilla de calificación de letras, marcas negras, tipo encerado, un solo lado A4. Original.</li><li>• 1 lámina A4, B/N, un solo lado, con mapa de varias edificaciones (kínder, tienda, iglesia, banco, escuela), papel fotográfico 90 g/m<sup>2</sup>. Original</li></ul>	
N/A	Estuche	1 estuche de tela lona, tipo maletín, con zipper, color azul eléctrico. Original	

**Disposiciones:**

- El acceso a los instrumentos psicométricos está restringido a personal autorizado y capacitado.
- Los usuarios deben seguir los procedimientos establecidos para el uso de los instrumentos.
- En cumplimiento a las normas de derechos de autor, la duplicación no autorizada está prohibida.



## INVENTARIO TÉCNICO DETALLADO

### Ficha técnica del instrumento:

Nombre:	EXPLORA. Cuestionario para la Orientación Vocacional y Profesional
Código:	EXP-LHE-026
Categoría:	Escolar / RRHH
Descripción:	Tiene la finalidad de ayudar a las personas a identificar aquellos campos profesionales que más se adaptan a sus intereses, habilidades y características personales. Puede ser utilizado para asesorar y orientar a nivel individual o grupal, puede ayudar a concretar los posibles itinerarios formativos a seguir o la profesión hacia la que dirigirse. Tiene información sobre seis campos profesionales: Técnico-manual, Científico-investigador, Artístico-creativo, Social-asistencial, Empresarial-persuasivo y Oficina-administración.
Autor/es:	J.M. Martínez-Vicente; P. Santamaría
Aplicación:	Papel / Individual / Colectiva
Tiempo:	30 minutos, aproximadamente
Edad:	Adolescentes y Adultos (12 años en adelante)
Editorial:	TEA Ediciones
Año:	2019. 2e
Idioma:	Español

### Inventario detallado del instrumento:

Subcódigo	Componentes	Detalle del inventario	Observaciones
EXP-01	Manual	1 manual a color 132 páginas, doble lado, encuadernación tipo libro, portada y contraportada papel cartulina 260 g/m <sup>2</sup> . Original	
EXP-02	Cuadernillo	9 cuadernillos a color dorado 8 páginas, doble lado, encuadernación (dos grapas) 90 g/m <sup>2</sup> . Contiene 180 reactivos. Original	<b>FALTA 1 de 10</b>
EXP-03	Hoja de respuestas	23 hojas a color anaranjado, un solo lado, 90 g/m <sup>2</sup> . Original	<b>FALTA 2 de 25</b>
EXP-04	Clave de acceso (PIN) para la corrección mediante internet	1 hoja a color, un solo lado 75 g/m <sup>2</sup> ., 25 usos. Original	<b>NO DISPONIBLE PARA USO</b>
EXP-05	Hoja de normas para corrección mecanizada	1 hoja A3 doblada a la mitad, doble lado, impresión color rojo, 75 g/m <sup>2</sup> . Contiene normas de utilización de hojas para corrección mecanizada. Original.	
N/A	Estuche	1 estuche tipo carpeta rectangular plano, plástico transparente con agarradera y vincha tipo ceja para cerrar. Original	

### Disposiciones:

- El acceso a los instrumentos psicométricos está restringido a personal autorizado y capacitado.
- Los usuarios deben seguir los procedimientos establecidos para el uso de los instrumentos.
- En cumplimiento a las normas de derechos de autor, la duplicación no autorizada está prohibida.



## INVENTARIO TÉCNICO DETALLADO

### Ficha técnica del instrumento:

Nombre:	FÁBULAS DE DÜSS. El método de las fábulas en psicoanálisis infantil
Código:	FDD-LHE-027
Categoría:	Clínica
Descripción:	Sirve para el diagnóstico de complejos inconscientes y conflictos de comportamiento. Permite detectar las estructuras ocultas e inconscientes que explican conductas anormales manifiestas. La integran una serie de diez historias o fábulas de contenido simbólico donde se representa un estadio de la evolución del inconsciente.
Autor/es:	L. Düss
Aplicación:	Papel / Individual
Tiempo:	Sin prefijar
Edad:	Niños y Adultos (3 años en adelante)
Editorial:	TEA Ediciones
Año:	2004
Idioma:	Español

### Inventario detallado del instrumento:

Subcódigo	Componentes	Detalle del inventario	Observaciones
FDD-01	Manual	1 manual B/N 107 páginas doble lado, encuadernación (tipo libro). Portada y contraportada un solo lado de color papel cartulina 400 g/m <sup>2</sup> . Original	
FDD-02	Hoja de anotación y registro	25 hojas a color doble lado, papel 75 g/m <sup>2</sup> . Original	
N/A	Estuche	1 estuche tipo carpeta tipo funda, plástico transparente con cierre de cinta en banda para la tapa	
<b>COPIA</b>			
Subcódigo	Componentes	Detalle del inventario	Observaciones
	Hoja de anotación y registro	1 hojas a color doble lado, papel cartulina 200 g/m <sup>2</sup> . Copia	<b>COPIA</b>

### Disposiciones:

- El acceso a los instrumentos psicométricos está restringido a personal autorizado y capacitado.
- Los usuarios deben seguir los procedimientos establecidos para el uso de los instrumentos.
- En cumplimiento a las normas de derechos de autor, la duplicación no autorizada está prohibida.



## INVENTARIO TÉCNICO DETALLADO

### Ficha técnica del instrumento:

Nombre:	FIGS. Prueba de Frases Incompletas con Aplicación a la Industria.
Código:	FIG-LHE-028
Categoría:	RRHH
Descripción:	Permiten explorar aspectos específicos de la personalidad sobre todo lo que se requiere a áreas de aspectos social con un énfasis dirigido hacia la industria. Evalúa la proyección de la personalidad tomando en cuenta los elementos más importantes en su introyección y evaluar así el desempeño laboral. Evalúa responsabilidad, relaciones interpersonales, motivaciones, concepto de sí mismo.
Autor/es:	J.A. Grados; E. Sánchez Fernández
Aplicación:	Papel / Individual / Colectiva
Tiempo:	30 minutos, aproximadamente
Edad:	Adultos (de 18 a 50 años)
Editorial:	El Manual Moderno
Año:	2001 1e
Idioma:	Español

### Inventario detallado del instrumento:

Subcódigo	Componentes	Detalle del inventario	Observaciones
FIG-01	Manual	1 manual B/N 64 páginas, doble lado, encuadernación (tipo libro), portada y contraportada a color, papel fotográfico 260 g/m <sup>2</sup> . Original	<b>1 DUPLICADO ORIGINAL</b>
FIG-02	Folleto de aplicación	25 folletos a color, 6 páginas, doble lado, plegado en forma de tríptico, papel 90 g/m <sup>2</sup> . Contiene 68 reactivos. Original	<b>24 DUPLICADOS ORIGINALES (FALTA 1 DE 25)</b>
FIG-03	Hoja de calificación	25 hojas a color, doble lado, papel 90 g/m <sup>2</sup> . Original	<b>24 DUPLICADOS ORIGINALES (FALTA 1 DE 25)</b>
N/A	Estuche	1 estuche tipo carpeta rectangular plano, plástico transparente con cierre de piolas en la tapa	<b>EL DUPLICADO NO TIENE ESTUCHE</b>

### Disposiciones:

- El acceso a los instrumentos psicométricos está restringido a personal autorizado y capacitado.
- Los usuarios deben seguir los procedimientos establecidos para el uso de los instrumentos.
- En cumplimiento a las normas de derechos de autor, la duplicación no autorizada está prohibida.



## INVENTARIO TÉCNICO DETALLADO

### Ficha técnica del instrumento:

Nombre:	GMA. Evaluación de Grado Medio y Alto
Código:	GMA-LHE-029
Categoría:	RRHH – Aptitudes / Inteligencia
Descripción:	Consiste en un conjunto de tres test diferentes para evaluar aptitudes básicas con un elevado grado de exigencia. no evalúan una mera aptitud de cálculo numérico o de conocimiento verbal, sino una capacidad superior de pensar a partir de unas informaciones básicas suministradas y de extraer conclusiones que requieren la aplicación de un razonamiento complejo.
Autor/es:	S.F. BLINKHORN
Aplicación:	Papel / Individual / Colectiva
Tiempo:	90 minutos, aproximadamente (30 minutos por prueba)
Edad:	Adultos de grado medio y alto
Editorial:	TEA Ediciones
Año:	2011. 2e
Idioma:	Español

### Inventario detallado del instrumento:

Subcódigo	Componentes	Detalle del inventario	Observaciones
GMA-01	Manual	1 manual B/N 60 hojas doble lado, encuadernado (dos grapas). Portada y contraportada un solo lado de color papel fotográfico 300 gr. Original	
GMA-02	Cuadernillo de razonamiento numérico – Forma A	5 cuadernillos de aplicación a color violeta matizado 14 páginas doble lado 90 gr. Original	
GMA-03	Cuadernillo de razonamiento verbal – Forma A	5 cuadernillos de aplicación a color verde matizado 18 páginas doble lado 90 gr. Original	<b>1 ESTÁ DAÑADO EN LA CONTRAPORTADA</b>
GMA-04	Cuadernillo de razonamiento abstracto – Forma A	5 cuadernillos de aplicación a color azul matizado 30 páginas doble lado 90 gr. Original	
GMA-05	Hoja de instrucciones de razonamiento numérico	1 hoja a color rosado pálido, doble lado 200 gr. Original	
GMA-06	Hoja de instrucciones de razonamiento verbal	1 hoja a color verde pálido, doble lado 200 gr. Original	
GMA-07	Hoja de instrucciones de razonamiento abstracto	1 hoja a color azul pálido, doble lado 200 gr. Original	
GMA-08	Hoja de respuestas de razonamiento numérico	25 hojas de respuestas tipo sobre sellado y con borde recortable a color rojo, doble lado 90 gr. Original	
GMA-09	Hoja de respuestas de razonamiento verbal	25 hojas de respuestas tipo sobre sellado y con borde recortable a color verde, doble lado 90 gr. Original	
GMA-10	Hoja de respuestas de razonamiento abstracto	25 hojas de respuestas tipo sobre sellado y con borde recortable a color azul, doble lado 90 gr. Original	
N/A	Estuche	1 estuche tipo carpeta rectangular plano, plástico transparente con agarradera y bincha tipo ceja para cerrar. Original	



**Disposiciones:**

- A. El acceso a los instrumentos psicométricos está restringido a personal autorizado y capacitado.
- B. Los usuarios deben seguir los procedimientos establecidos para el uso de los instrumentos.
- C. En cumplimiento a las normas de derechos de autor, la duplicación no autorizada está prohibida.





## INVENTARIO TÉCNICO DETALLADO

### Ficha técnica del instrumento:

Nombre:	HMP. Test de Habilidades Mentales Primarias.
Código:	<b>HMP-LHE-030</b>
Categoría:	Clínica / Escolar / RRHH / Otros
Descripción:	Evalúa las habilidades mentales primarias de un individuo. Permite identificar fortalezas y áreas de mejora en las habilidades mentales: comprensión verbal, razonamiento espacial, raciocinio, habilidad para el cálculo, fluidez verbal, memoria, percepción y habilidad motriz.
Autor/es:	L.L. Thurstone; T.G. Thurstone
Aplicación:	Papel / Individual / Colectiva
Tiempo:	45 a 75 minutos, aproximadamente
Edad:	Adolescentes y Adultos (17 años en adelante)
Editorial:	El Manual Moderno
Año:	2011
Idioma:	Español

### Inventario detallado del instrumento:

Subcódigo	Componentes	Detalle del inventario	Observaciones
HMP-01	Folleto de Instrucciones de Escala de Preferencias Vocacional	1 folleto B/N 16 páginas doble lado, encuadernación (dos grapas). Portada y contraportada un solo lado a color, papel fotográfico 300 g/m <sup>2</sup> . Original	
HMP-02	Folleto de Aplicación de Escala de Preferencias Vocacional	4 folletos B/N, 11 páginas, un solo lado, 90 g/m <sup>2</sup> , con escalas de anchura de mayor a menor tipo escalera, encuadernación (dos grapas). Original	
HMP-03	Hoja de respuestas	14 hojas A3 de respuestas a color, doblada por la mitad, 4 páginas, doble lado, papel 90 g/m <sup>2</sup> . Contiene las habilidades a evaluar. Original	<b>FALTA 1 DE 15</b>
HMP-04	Hoja de perfil	14 hojas B/N, un solo lado, 90 g/m <sup>2</sup> . Original	<b>FALTA 1 DE 15</b>
N/A	Estuche	1 estuche tipo carpeta rectangular plano, plástico transparente con botón de plástico en la en la tapa	

### Disposiciones:

- El acceso a los instrumentos psicométricos está restringido a personal autorizado y capacitado.
- Los usuarios deben seguir los procedimientos establecidos para el uso de los instrumentos.
- En cumplimiento a las normas de derechos de autor, la duplicación no autorizada está prohibida.



## INVENTARIO TÉCNICO DETALLADO

### Ficha técnica del instrumento:

Nombre:	IADA. Inventario Autodescriptivo del Adolescente.
Código:	IAD-LHE-031
Categoría:	Clínica / Escolar / Otros
Descripción:	Mide los diferentes aspectos del funcionamiento psicológico y emocional de los adolescentes, permitiéndoles proporcionar información sobre sus propias experiencias. Busca tener una descripción de diversas dimensiones del ambiente del adolescente basada en la descripción que posee de sí mismo y evaluar la presencia de algunos indicadores de riesgo de conductas problemáticas. Detección temprana de problemas emocionales en el área familiar, escolar, social, personal y de salud del adolescente.
Autor/es:	E.L. Gómez-Maqueo; B.E. Barcelata Eguiarte y C. Durán Patiño
Aplicación:	Papel / Individual / Colectiva
Tiempo:	20 a 35 minutos, aproximadamente
Edad:	Adolescentes (13 a 18 años)
Editorial:	El Manual Moderno
Año:	2010
Idioma:	Español

### Inventario detallado del instrumento:

Subcódigo	Componentes	Detalle del inventario	Observaciones
IAD-01	Manual	1 manual B/N 74 páginas, doble lado, encuadernación (tipo espiral), portada y contraportada a color, papel fotográfico 200 g/m <sup>2</sup> . Original	
IAD-02	Cuadernillo de aplicación – secundaria	14 cuadernillos a color, 8 páginas, doble lado, encuadernación (dos grapas), papel 90 g/m <sup>2</sup> . Contiene 162 reactivos. Incluye perfil de ejecución individual de las dimensiones en la parte posterior del cuadernillo. Original	<b>FALTA 1 de 15</b>
IAD-03	Cuadernillo de aplicación – preparatoria	14 cuadernillos a color, 8 páginas, doble lado, encuadernación (dos grapas), papel 90 g/m <sup>2</sup> . Contiene 165 reactivos. Incluye perfil de ejecución individual de las dimensiones en la parte posterior del cuadernillo. Original	<b>FALTA 1 de 15</b>
IAD-04	Plantilla de calificación – secundaria	1 lámina A3 plegada por la mitad, plástica transparente, calada. Original	
IAD-05	Plantilla de calificación – preparatoria	1 lámina A3 plegada por la mitad, plástica transparente, calada. Original	
N/A	Estuche	1 estuche tipo caja rectangular plana (tipo caja de pizza), cartón plastificado con diseño impreso. Original	

### Disposiciones:

- El acceso a los instrumentos psicométricos está restringido a personal autorizado y capacitado.
- Los usuarios deben seguir los procedimientos establecidos para el uso de los instrumentos.
- En cumplimiento a las normas de derechos de autor, la duplicación no autorizada está prohibida.



## INVENTARIO TÉCNICO DETALLADO

### Ficha técnica del instrumento:

Nombre:	IDARE. Inventario de Ansiedad: Rasgo-Estado.
Código:	IDA-LHE-032
Categoría:	Clínica / RRHH / Otros
Descripción:	Evalúa dos formas relativamente independientes de la ansiedad: la ansiedad como estado (condición emocional transitorio) y la ansiedad como rasgo (propensión ansiosa relativamente estable). La Escala A-Rasgo de la ansiedad consiste en 20 afirmaciones en las que se pide al sujeto describir como se sienten generalmente. La Escala A-Estado también consiste en 20 afirmaciones, pero las instrucciones requieren que los sujetos indiquen cómo se siente en un momento dado.
Autor/es:	C.D. Spielberger; R. Díaz-Guerrero
Aplicación:	Papel / Individual / Colectiva
Tiempo:	15 a 20 minutos, aproximadamente
Edad:	Adultos (18 años en adelante)
Editorial:	El Manual Moderno
Año:	2002
Idioma:	Español

### Inventario detallado del instrumento:

Subcódigo	Componentes	Detalle del inventario	Observaciones
IDA-01	Manual	1 manual B/N 30 páginas, doble lado, encuadernación (dos grapas), portada y contraportada a color, papel fotográfico 200 g/m <sup>2</sup> . Original	
IDA-02	Inventario de autoevaluación	25 hojas a color, doble lado, papel 90 g/m <sup>2</sup> . Contiene 40 reactivos. Original	<b>1 HOJA ESTA MANCHADA</b>
IDA-03	Clave de calificación	1 plantilla color celeste (13x25), doble lado, cartulina 200 g/m <sup>2</sup> . Original	

### Disposiciones:

- El acceso a los instrumentos psicométricos está restringido a personal autorizado y capacitado.
- Los usuarios deben seguir los procedimientos establecidos para el uso de los instrumentos.
- En cumplimiento a las normas de derechos de autor, la duplicación no autorizada está prohibida.



## INVENTARIO TÉCNICO DETALLADO

### Ficha técnica del instrumento:

Nombre:	InCaViSa. Inventario de Calidad de Vida y Salud
Código:	INC-LHE-033
Categoría:	Clínica / Escolar / RRHH / Otro
Descripción:	Mide la calidad de vida de pacientes en una escala inclusiva para emplearse en cualquier condición crónica o aguda y sensible al efecto de las intervenciones. Personas que atraviesan o han atravesado por alguna experiencia clínica. Evalúa 12 áreas: Preocupaciones, desempeño físico, aislamiento, percepción corporal, funciones cognitivas, actitud ante el tratamiento, tiempo libre, vida cotidiana, familia, redes sociales, dependencia médica, relación con el médico.
Autor/es:	A. Riveros; J.J. Sánchez Sosa; M.A. Groves
Aplicación:	Papel / Individual
Tiempo:	15 a 20 minutos, aproximadamente
Edad:	Adultos (18 años en adelante)
Editorial:	El Manual Moderno
Año:	2009
Idioma:	Español

### Inventario detallado del instrumento:

Subcódigo	Componentes	Detalle del inventario	Observaciones
INC-01	Manual	1 manual B/N 49 hojas doble lado, encuadernación (dos grapas). Portada y contraportada un solo lado de color papel fotográfico 300 gr. Original	DAÑO EN LA PARTE SUPERIOR DE LA CONTRAPORTADA Y LA ÚLTIMA HOJA
INC-02	Cuestionario	15 folletos de cuestionarios a color doble lado 90 gr, encuadernación (dos grapas), 12 hojas. Original	
N/A	Estuche	1 estuche tipo carpeta rectangular plano, plástico transparente con cierre de piolas en la tapa	

### Disposiciones:

- El acceso a los instrumentos psicométricos está restringido a personal autorizado y capacitado.
- Los usuarios deben seguir los procedimientos establecidos para el uso de los instrumentos.
- En cumplimiento a las normas de derechos de autor, la duplicación no autorizada está prohibida.

## INVENTARIO TÉCNICO DETALLADO

### Ficha técnica del instrumento:

Nombre:	IPV. Inventario de Personalidad para Vendedores
Código:	IPV-LHE-034
Categoría:	RRHH
Descripción:	Evalúa la disposición general para la venta y construir un perfil individual basado en las dimensiones de la personalidad que jueguen un papel en las profesiones comerciales. Además de estas variables también permite evaluar dos dimensiones más amplias como son la receptividad y la agresividad.
Autor/es:	ECPA
Aplicación:	On-Line Papel / Individual / Colectiva
Tiempo:	40 minutos, aproximadamente
Edad:	Adolescentes y Adultos (17 a 68 años)
Editorial:	El Manual Moderno
Año:	2001
Idioma:	Español

### Inventario detallado del instrumento:

Subcódigo	Componentes	Detalle del inventario	Observaciones
IPV-01	Manual	1 manual B/N 51 páginas, doble lado, encuadernación (dos grapas), portada y contraportada a color, papel fotográfico 260 g/m <sup>2</sup> . Original	
IPV-02	Cuadernillo	9 cuadernillos a color, 12 páginas, doble lado, encuadernación (dos grapas), papel 90 g/m <sup>2</sup> . Contiene 87 reactivos. Original	<b>FALTA 1 DE 10</b>
IPV-03	Hoja de respuestas y perfil	24 hojas a color, doble lado, papel 90 g/m <sup>2</sup> . Original	<b>FALTA 1 DE 25</b>
IPV-04	Plantilla de calificación	1 plantilla A4 de acetato, un solo lado, parcialmente sombreada al lado izquierdo, para calificación. Original	
N/A	Estuche	1 estuche tipo carpeta rectangular plano, plástico transparente y con botón de plástico en la tapa. Original	

### Disposiciones:

- El acceso a los instrumentos psicométricos está restringido a personal autorizado y capacitado.
- Los usuarios deben seguir los procedimientos establecidos para el uso de los instrumentos.
- En cumplimiento a las normas de derechos de autor, la duplicación no autorizada está prohibida.



## INVENTARIO TÉCNICO DETALLADO

### Ficha técnica del instrumento:

Nombre:	JAHSO. Programa Jugando y Aprendiendo Habilidades Sociales.
Código:	JAH-LHE-035
Categoría:	Escolar / Otros
Descripción:	Proporciona actividades y orientaciones para desarrollar la competencia social en niños. Programa grupal de enseñanza de habilidades sociales para estudiantes que se compone de siete módulos: Estilos de comportamiento; Hacer y recibir cumplidos; Expresar sentimientos positivos y negativos; Iniciar, mantener y finalizar conversaciones; Hacer y rechazar peticiones; Hacer críticas y afrontar críticas; Solución de problemas interpersonales.
Autor/es:	G.B. Carrillo
Aplicación:	Papel / Colectiva
Tiempo:	Sin prefijar
Edad:	Niños (9 a 12 años)
Editorial:	Editorial CEPE
Año:	2013
Idioma:	Español

### Inventario detallado del instrumento:

Subcódigo	Componentes	Detalle del inventario	Observaciones
JAH-01	Cuaderno del alumno	5 cuadernos B/N, 32 páginas, doble lado, encuadernación (dos grapas), papel 90 g/m <sup>2</sup> . Contiene 15 actividades. Original	<b>CARECE DE MANUAL Y ESTUCHE</b>
Nota:	El instrumento está incompleto		

### Disposiciones:

- El acceso a los instrumentos psicométricos está restringido a personal autorizado y capacitado.
- Los usuarios deben seguir los procedimientos establecidos para el uso de los instrumentos.
- En cumplimiento a las normas de derechos de autor, la duplicación no autorizada está prohibida.



## INVENTARIO TÉCNICO DETALLADO

### Ficha técnica del instrumento:

Nombre:	KUDER. Escala de preferencias – Vocacional
Código:	KUD-LHE-036
Categoría:	Escolar / RRHH
Descripción:	Permite localizar los intereses y preferencias vocacionales del examinado en diez áreas generales o escalas de interés. Elección de intereses con énfasis en la sublimación e identificación y rasgos de la personalidad.
Autor/es:	G.F. Kuder
Aplicación:	Papel / Individual / Colectiva
Tiempo:	60 minutos, aproximadamente
Edad:	Adolescentes y Adultos (15 años en adelante)
Editorial:	El Manual Moderno
Año:	2001
Idioma:	Español

### Inventario detallado del instrumento:

Subcódigo	Componentes	Detalle del inventario	Observaciones
KUD-01	Folleto de Instrucciones de Escala de Preferencias Vocacional	1 folleto B/N 20 páginas doble lado, encuadernación (dos grapas). Portada y contraportada un solo lado a color, papel fotográfico 300 g/m <sup>2</sup> . Original	<b>DAÑO DE UNA DE LAS DOS GRAPAS</b>  <b>1 DUPLICADO ORIGINAL</b>
KUD-02	Folleto de Aplicación de Escala de Preferencias Vocacional	4 folletos B/N, 16 páginas (2 doble lado y 14 un solo lado), 90 g/m <sup>2</sup> , con escalas de anchura de mayor a menor tipo escalera, encuadernación (dos grapas). Original	<b>4 DUPLICADOS ORIGINALES</b>
KUD-03	Cartones	4 cartones prensados impresos a un lado (21x26), para punzones. Original	<b>4 DUPLICADOS ORIGINALES</b>
KUD-04	Punzones	4 punzones de madera llana cilíndricos y labrados de 10 cm y aguja metálica en uno de los extremos. Original	<b>4 DUPLICADOS ORIGINALES</b>
KUD-05	Hoja de respuestas	15 hojas de respuestas a color, 8 páginas, doble lado, encuadernación (dos grapas), papel 90 g/m <sup>2</sup> . Contiene 10 reactivos. Original	<b>14 DUPLICADOS ORIGINALES (FALTA 1 DE 15)</b>
KUD-06	Hoja de perfil	15 hojas B/N, un solo lado, 90 g/m <sup>2</sup> . Original	<b>14 DUPLICADOS ORIGINALES (FALTA 1 DE 15)</b>
N/A	Estuche	1 estuche tipo carpeta rectangular plano, plástico transparente con cierre de piolas en la tapa	<b>EL DUPLICADO ESTÁ EN SU PROPIO ESTUCHE ORIGINAL</b>
<b>COPIA</b>			
Subcódigo	Componentes	Detalle del inventario	Observaciones
KUD-07	Folleto de Instrucciones de Escala de Preferencias Personal KUDER Forma AH	1 folleto B/N de 7 hojas, doble lado papel 75 gr. Copia	<b>COPIA</b>
KUD-08	Folleto de Aplicación de Escala de Preferencias	1 folleto B/N de 14 hojas, un solo lado papel 75 gr. Copia	<b>COPIA</b>



	Personal KUDER Forma AH		
KUD-09	Hojas de respuestas	1 folleto de respuestas B/N de 4 hojas, doble lado papel 75 gr. Copia. Adicional una hoja de respuesta complementaria B/N 5 hojas 75 gr. Copia	<b>COPIA</b>
KUD-10	Hojas de perfil	1 hoja B/N un solo lado, 75. Copia	<b>COPIA</b>

#### Disposiciones:

- A. El acceso a los instrumentos psicométricos está restringido a personal autorizado y capacitado.
- B. Los usuarios deben seguir los procedimientos establecidos para el uso de los instrumentos.
- C. En cumplimiento a las normas de derechos de autor, la duplicación no autorizada está prohibida.



## INVENTARIO TÉCNICO DETALLADO

### Ficha técnica del instrumento:

<b>Nombre:</b>	MMPI-2. Inventario Multifásico de la Personalidad Minnesota-2.
<b>Código:</b>	<b>MMP-LHE-037</b>
<b>Categoría:</b>	Clínica / RRHH
<b>Descripción:</b>	Evalúa varios factores o aspectos de la personalidad a través de tres grupos de escalas: básicas, de contenido y suplementaria. Contiene también un grupo de 3 escalas referentes a la validez, y otras 42 adicionales. Es uno de los instrumentos más importantes y utilizados en la evaluación de psicopatología en adultos, en los contextos clínicos, médicos, forenses y de selección de personal.
<b>Autor/es:</b>	S.R. Hathaway; J.C. McKinley
<b>Aplicación:</b>	Papel / Individual / Colectiva
<b>Tiempo:</b>	60 a 90 minutos, aproximadamente
<b>Edad:</b>	Adultos (19 a 65 años)
<b>Editorial:</b>	El Manual Moderno
<b>Año:</b>	1995
<b>Idioma:</b>	Español

### Inventario detallado del instrumento:

Subcódigo	Componentes	Detalle del inventario	Observaciones
MMP-01	Manual	1 manual B/N 233 páginas, doble lado, encuadernación (tipo libro), portada y contraportada a color, papel fotográfico 260 g/m <sup>2</sup> . Original	
MMP-02	Cuadernillo de aplicación	8 cuadernillos B/N, 20 páginas doble lado, encuadernación (dos grapas), papel 90 g/m <sup>2</sup> . Contiene 567 reactivos. Original	
MMP-03	Hoja de respuestas	22 hojas a color violeta, doble lado, papel 90 g/m <sup>2</sup> . Original	
MMP-04	Plantillas de calificación (Básicas, suplementarias y contenido)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3 escalas L, F, K – Básica/Validez (1 c/u), acetato (tipo carpeta), impresión lado anverso y reverso. Original</li> <li>• 1 escala Hs (Hipocondriasis) – Básica/Clínica, acetato (tipo carpeta), impresión lado anverso y reverso. Original</li> <li>• 1 escala D (Depresión) – Básica/Clínica, acetato (tipo carpeta), impresión lado anverso y reverso. Original</li> <li>• 1 escala Hi (Histeria) – Básica/Clínica, acetato (tipo carpeta), impresión lado anverso y reverso. Original</li> <li>• 1 escala Dp (Desviación psicopática) – Básica/Clínica, acetato (tipo carpeta), impresión lado anverso y reverso. Original</li> <li>• 1 escala Mf (Masculinidad-feminidad) – Básica/Clínica, acetato</li> </ul>	

		<p>(tipo carpeta), impresión lado anverso y reverso. Original</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 escala Pa (Paranoia) – Básica/Clínica, acetato (tipo carpeta), impresión lado anverso y reverso. Original</li> <li>• 1 escala Pt (Psicastenia) – Básica/Clínica, acetato (tipo carpeta), impresión lado anverso y reverso. Original</li> <li>• 1 escala Es (Esquizofrenia) – Básica/Clínica, acetato (tipo carpeta), impresión lado anverso y reverso. Original</li> <li>• 1 escala Ma (Hipomanía) – Básica/Clínica, acetato (tipo carpeta), impresión lado anverso y reverso. Original</li> <li>• 1 escala Is (Introversión social) – Básica/Clínica, acetato (tipo carpeta), impresión lado anverso y reverso. Original</li> <li>• 1 escala Is1 (Timidez/autoconcepto) – Básica/Clínica, acetato (tipo carpeta), impresión lado anverso y reverso. Original</li> <li>• 1 escala Is2 (Evitación social) – Básica/Clínica, acetato (tipo carpeta), impresión lado anverso y reverso. Original</li> <li>• 1 escala Is3 (Enajenación de sí mismo y otros) – Básica/Clínica, acetato (tipo carpeta), impresión lado anverso y reverso. Original</li> <li>• 1 escala A (Ansiedad) – Suplementaria, acetato (tipo carpeta), impresión lado anverso y reverso. Original</li> <li>• 1 escala R (Represión) – Suplementaria, acetato (tipo carpeta), impresión lado anverso y reverso. Original</li> <li>• 1 escala Fyo (Fuerza del Yo) – Suplementaria, acetato (tipo carpeta), impresión lado anverso y reverso. Original</li> <li>• 1 escala A-Mac (Alcoholismo de MacAndrew revisada) – Suplementaria, acetato (tipo carpeta), impresión lado anverso y reverso. Original</li> <li>• 1 escala HR (Hostilidad reprimida) – Suplementaria, acetato (tipo carpeta), impresión lado anverso y reverso. Original</li> <li>• 1 escala Do (Dominancia) – Suplementaria, acetato (tipo</li> </ul>	
--	--	--	--

		<p>carpeta), impresión lado anverso y reverso. Original</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 escala Rs (Responsabilidad social) – Suplementaria, acetato (tipo carpeta), impresión lado anverso y reverso. Original</li> <li>• 1 escala Dpr (Desajuste profesional) – Suplementaria, acetato (tipo carpeta), impresión lado anverso y reverso. Original</li> <li>• 1 escala GM y GF (Masculino y femenino) – Suplementaria (1 c/u), acetato (tipo carpeta), impresión lado anverso y reverso. Original</li> <li>• 1 escala EPK y EPS (Desorden de estrés postraumático) – Suplementaria (1 c/u), acetato (tipo carpeta), impresión lado anverso y reverso. Original</li> <li>• 1 escala Fp – Suplementaria/Validez, acetato (tipo carpeta), impresión lado anverso y reverso. Original</li> <li>• 1 escala ANS (Ansiedad) – Contenido, acetato (tipo carpeta), impresión lado anverso y reverso. Original</li> <li>• 1 escala MIE (Miedo) – Contenido, acetato (tipo carpeta), impresión lado anverso y reverso. Original</li> <li>• 1 escala OBS (Obsesión) – Contenido, acetato (tipo carpeta), impresión lado anverso y reverso. Original</li> <li>• 1 escala DEP (Depresión) – Contenido, acetato (tipo carpeta), impresión lado anverso y reverso. Original</li> <li>• 1 escala SAU (Preocupación por la salud) – Contenido, acetato (tipo carpeta), impresión lado anverso y reverso. Original</li> <li>• 1 escala DEL (Pensamiento delirante) – Contenido, acetato (tipo carpeta), impresión lado anverso y reverso. Original</li> <li>• 1 escala ENJ (Enojo) – Contenido, acetato (tipo carpeta), impresión lado anverso y reverso. Original</li> <li>• 1 escala CIN (Cinismo) – Contenido, acetato (tipo carpeta), impresión lado anverso y reverso. Original</li> <li>• 1 escala PAS (Prácticas antisociales) – Contenido, acetato (tipo carpeta), impresión lado anverso y reverso. Original</li> <li>• 1 escala PTA (Personalidad tipo A) – Contenido, acetato (tipo carpeta), impresión lado anverso y reverso. Original</li> </ul>	
--	--	--	--



		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 escala BAE (Baja autoestima) – Contenido, acetato (tipo carpeta), impresión lado anverso y reverso. Original</li> <li>• 1 escala ISO (Incomodidad social) – Contenido, acetato (tipo carpeta), impresión lado anverso y reverso. Original</li> <li>• 1 escala FAM (Problemas familiares) – Contenido, acetato (tipo carpeta), impresión lado anverso y reverso. Original</li> <li>• 1 escala DTR (Dificultades en el trabajo) – Contenido, acetato (tipo carpeta), impresión lado anverso y reverso. Original</li> <li>• 1 escala RTR (Rechazo al tratamiento) – Contenido, acetato (tipo carpeta), impresión lado anverso y reverso. Original</li> </ul>	
MMP-05	Perfiles (Básicas, suplementarias y contenido)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 21 perfiles a color, escala básica, una hoja doble lado (masculino y femenino), papel 90 g/m<sup>2</sup>. Original</li> <li>• 22 perfiles a color, escala suplementaria, una hoja doble lado (masculino y femenino), papel 90 g/m<sup>2</sup>. Original</li> <li>• 22 perfiles a color, escala de contenido, una hoja doble lado (masculino y femenino), papel 90 g/m<sup>2</sup>. Original</li> </ul>	<b>FALTA 1 DE 22</b>

**Disposiciones:**

- El acceso a los instrumentos psicométricos está restringido a personal autorizado y capacitado.
- Los usuarios deben seguir los procedimientos establecidos para el uso de los instrumentos.
- En cumplimiento a las normas de derechos de autor, la duplicación no autorizada está prohibida.



## INVENTARIO TÉCNICO DETALLADO

### Ficha técnica del instrumento:

Nombre:	MSI-R. Inventario de Satisfacción Marital – Revisado.
Código:	MSI-LHE-038
Categoría:	Clínica / Otros
Descripción:	Identifica los factores de tensión que originan conflicto en la pareja, enfocándose en las posibilidades de implementar un trabajo de intervención. Abarca áreas como Convencionalismos, estrés global, comunicación afectiva, comunicación y solución de problemas, agresión, tiempo compartido, insatisfacción sexual, orientación de género, historia familiar, insatisfacción con los hijos, conflictos en la educación de los hijos, entre otros.
Autor/es:	D.K. Snyder
Aplicación:	Papel / Individual
Tiempo:	20 a 30 minutos, aproximadamente
Edad:	Parejas (Sin rango de edad)
Editorial:	El Manual Moderno
Año:	2008
Idioma:	Español

### Inventario detallado del instrumento:

Subcódigo	Componentes	Detalle del inventario	Observaciones
MSI-01	Manual	1 manual B/N 128 páginas, doble lado, encuadernación (tipo anillado), portada y contraportada a color, papel fotográfico 300 g/m <sup>2</sup> . Original	
MSI-02	Forma auto calificable	14 libretas a color, 8 páginas un solo lado y doble lado, encuadernación (tipo libro), clave de corrección protegida con perfil para cortar, papel 90 g/m <sup>2</sup> . Contiene perfil y 150 reactivos. Original	<b>FALTA 1 DE 15</b>
N/A	Estuche	1 estuche tipo carpeta rectangular plano, plástico transparente con cierre de piolas en la tapa	

### Disposiciones:

- El acceso a los instrumentos psicométricos está restringido a personal autorizado y capacitado.
- Los usuarios deben seguir los procedimientos establecidos para el uso de los instrumentos.
- En cumplimiento a las normas de derechos de autor, la duplicación no autorizada está prohibida.



## INVENTARIO TÉCNICO DETALLADO

### Ficha técnica del instrumento:

Nombre:	NEGO. Test de Habilidades en la Negociación.
Código:	NEG-LHE-039
Categoría:	RRHH / Otros
Descripción:	Evalúa los diferentes aspectos implicados en la negociación como la ascendencia, sumisión, argumentos, respuestas vulgares y otros. Es una prueba que presenta un conjunto de situaciones sociales relacionadas con entrevistas o contactos personales. Presenta un conjunto de situaciones sociales relacionadas con entrevistas o contactos personales en las que existe un comprador que, en principio, rechaza la compra y un vendedor que intenta llevar a cabo su función de venta de un producto o de un servicio. Esto genera al vendedor diversos estados cuyo análisis revela información sobre sus formas de adaptación.
Autor/es:	P. Poujaud; G. Gatier
Aplicación:	Papel / Individual / Colectiva
Tiempo:	20 a 30 minutos, aproximadamente
Edad:	Adolescentes y Adultos (17 a 60 años)
Editorial:	El Manual Moderno
Año:	2001
Idioma:	Español

### Inventario detallado del instrumento:

Subcódigo	Componentes	Detalle del inventario	Observaciones
NEG-01	Manual	1 manual B/N 54 páginas, doble lado, encuadernación (dos grapas), portada y contraportada a color, papel fotográfico 300 g/m <sup>2</sup> . Original	
NEG-02	Cuestionario	14 cuestionarios a color, 8 páginas, doble lado, encuadernación (dos grapas), papel 90 g/m <sup>2</sup> . Contiene 28 reactivos. Original	<b>FALTA 1 DE 15</b>
NEG-03	Hoja de registro	13 hojas B/N, doble lado, papel 90 g/m <sup>2</sup> . Original	<b>FALTA 2 DE 15</b>
N/A	Estuche	1 estuche tipo carpeta rectangular plano, plástico transparente con cierre de botón plástico en la tapa	

### Disposiciones:

- El acceso a los instrumentos psicométricos está restringido a personal autorizado y capacitado.
- Los usuarios deben seguir los procedimientos establecidos para el uso de los instrumentos.
- En cumplimiento a las normas de derechos de autor, la duplicación no autorizada está prohibida.

## INVENTARIO TÉCNICO DETALLADO

### Ficha técnica del instrumento:

<b>Nombre:</b>	NEUROPSI. Atención y Memoria 2ª edición.
<b>Código:</b>	NEU2-LHE-040
<b>Categoría:</b>	Clínica
<b>Descripción:</b>	Evalúa de manera confiable y válida las funciones de atención y memoria para hacer un diagnóstico temprano y/o predictivo de alteraciones en estas funciones. Evaluación detallada de la atención y memoria en pacientes psiquiátricos, geriátricos, neurológicos y diversos problemas médicos. Esta edición incluye la calificación y gráfica de los perfiles en línea.
<b>Autor/es:</b>	F. Ostrosky, Ma.E. Gómez; E. Matute; M. Rosselli; A. Ardila y D. Pineda
<b>Aplicación:</b>	Papel / Individual
<b>Tiempo:</b>	60 minutos, aproximadamente
<b>Edad:</b>	Niños y Adultos (6 a 85 años)
<b>Editorial:</b>	El Manual Moderno
<b>Año:</b>	2012
<b>Idioma:</b>	Español

### Inventario detallado del instrumento:

Subcódigo	Componentes	Detalle del inventario	Observaciones
NEU2-01	Manual	1 manual a color 62 páginas, doble lado, encuadernación (dos grapas), portada y contraportada a color, papel fotográfico 300 g/m <sup>2</sup> . Original	
NEU2-02	Protocolo de aplicación	10 protocolos a color, 30 páginas, doble lado, encuadernación (dos grapas), papel 90 g/m <sup>2</sup> . Contiene 27 pruebas. Original	
NEU2-03	Libreta de estímulos	1 libreta B/N y a color (13.5x21), 21 páginas, un solo lado, encuadernación (tipo anillado), 21 láminas, cartulina 200 g/m <sup>2</sup> , portada y contraportada a color papel fotográfico 300 g/m <sup>2</sup> . Original	
NEU2-04	Cubos	9 cubos de madera sin color, grabado del 1 al 9 en uno de los lados. Original	
NEU2-05	Perfil general de ejecución	<ul style="list-style-type: none"> <li>10 perfiles, a color, un solo lado, papel 90 g/m<sup>2</sup>. Para grupos de 6 a 7 años. Original</li> <li>10 perfiles, a color, un solo lado, papel 90 g/m<sup>2</sup>. Para grupos de 8 a 9 años. Original</li> <li>10 perfiles, a color, un solo lado, papel 90 g/m<sup>2</sup>. Para grupos de 10 a 11 años. Original</li> <li>10 perfiles, a color, un solo lado, papel 90 g/m<sup>2</sup>. Para grupos de 12 a 13 años. Original</li> <li>10 perfiles, a color, un solo lado, papel 90 g/m<sup>2</sup>. Para grupos de 14 a 15 años. Original</li> </ul>	

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 10 perfiles, a color, un solo lado, papel 90 g/m<sup>2</sup>. Para grupos de 16 a 30 años con 0 a 3 años de escolaridad. Original</li> <li>• 10 perfiles, a color, un solo lado, papel 90 g/m<sup>2</sup>. Para grupos de 16 a 30 años con 4 a 9 años de escolaridad. Original</li> <li>• 10 perfiles, a color, un solo lado, papel 90 g/m<sup>2</sup>. Para grupos de 16 a 30 años con 10 a 22 años de escolaridad. Original</li> <li>• 10 perfiles, a color, un solo lado, papel 90 g/m<sup>2</sup>. Para grupos de 31 a 55 años con 0 a 3 años de escolaridad. Original</li> <li>• 10 perfiles, a color, un solo lado, papel 90 g/m<sup>2</sup>. Para grupos de 31 a 55 años con 4 a 9 años de escolaridad. Original</li> <li>• 10 perfiles, a color, un solo lado, papel 90 g/m<sup>2</sup>. Para grupos de 31 a 55 años con 10 a 22 años de escolaridad. Original</li> <li>• 10 perfiles, a color, un solo lado, papel 90 g/m<sup>2</sup>. Para grupos de 56 a 64 años con 0 a 3 años de escolaridad. Original</li> <li>• 10 perfiles, a color, un solo lado, papel 90 g/m<sup>2</sup>. Para grupos de 56 a 64 años con 4 a 9 años de escolaridad. Original</li> <li>• 10 perfiles, a color, un solo lado, papel 90 g/m<sup>2</sup>. Para grupos de 56 a 64 años con 10 a 22 años de escolaridad. Original</li> <li>• 10 perfiles, a color, un solo lado, papel 90 g/m<sup>2</sup>. Para grupos de 65 a 85 años con 0 a 3 años de escolaridad. Original</li> <li>• 10 perfiles, a color, un solo lado, papel 90 g/m<sup>2</sup>. Para grupos de 65 a 85 años con 4 a 9 años de escolaridad. Original</li> <li>• 10 perfiles, a color, un solo lado, papel 90 g/m<sup>2</sup>. Para grupos de 65 a 85 años con 10 a 22 años de escolaridad. Original</li> </ul>	
N/A	Estuche	1 estuche, tipo lonchera, cartón con impresión a color. Original	

### Disposiciones:

- El acceso a los instrumentos psicométricos está restringido a personal autorizado y capacitado.
- Los usuarios deben seguir los procedimientos establecidos para el uso de los instrumentos.
- En cumplimiento a las normas de derechos de autor, la duplicación no autorizada está prohibida.



## INVENTARIO TÉCNICO DETALLADO

### Ficha técnica del instrumento:

Nombre:	NEUROPSI. Atención y Memoria 3ª edición.
Código:	NEU3-LHE-041
Categoría:	Clínica
Descripción:	Evalúa de manera confiable y válida las funciones de atención y memoria para hacer un diagnóstico temprano y/o predictivo de alteraciones en estas funciones. Evaluación detallada de la atención y memoria en pacientes psiquiátricos, geriátricos, neurológicos y diversos problemas médicos. Esta edición incluye la calificación y gráfica de los perfiles en línea.
Autor/es:	F. Ostrosky, Ma.E. Gómez; E. Matute; M. Rosselli; A. Ardila y D. Pineda
Aplicación:	Papel / Individual
Tiempo:	60 minutos, aproximadamente
Edad:	Niños y Adultos (6 a 85 años)
Editorial:	El Manual Moderno
Año:	2019
Idioma:	Español

### Inventario detallado del instrumento:

Subcódigo	Componentes	Detalle del inventario	Observaciones
NEU3-01	Manual	1 manual a color 73 páginas, doble lado, encuadernación (dos grapas), portada y contraportada a color, papel fotográfico 300 g/m <sup>2</sup> . Original	
NEU3-02	Protocolo de aplicación	10 protocolos a color, doble lado, encuadernación (dos grapas), papel 90 g/m <sup>2</sup> . Contiene 27 pruebas. Original	<b>FOLIO Y CLAVE DE ACCESO A LA CALIFICACIÓN EN LÍNEA SE ENCUENTRA EN EL REVERSO DEL PRIMER PROTOCO. NO DISPONIBLE PARA USO</b>
NEU3-02	Libreta de estímulos	1 libreta B/N y a color (14x21), 21 páginas, un solo lado, encuadernación (tipo anillado), 21 láminas, cartulina 200 g/m <sup>2</sup> , portada y contraportada a color papel fotográfico 300 g/m <sup>2</sup> . Original	
NEU3-03	Cubos	9 cubos de madera sin color, grabado del 1 al 9 en uno de los lados. Original	
N/A	Estuche	1 estuche, tipo lonchera, cartón con impresión a color. Original	

### Disposiciones:

- El acceso a los instrumentos psicométricos está restringido a personal autorizado y capacitado.
- Los usuarios deben seguir los procedimientos establecidos para el uso de los instrumentos.
- En cumplimiento a las normas de derechos de autor, la duplicación no autorizada está prohibida.



## INVENTARIO TÉCNICO DETALLADO

### Ficha técnica del instrumento:

<b>Nombre:</b>	NPA. Estimulación y corrección del Lenguaje. Nosotros, palabras y animales
<b>Código:</b>	NPA-LHE-042
<b>Categoría:</b>	Escolar
<b>Descripción:</b>	Ayuda a la estimulación y corrección del lenguaje para niños que no han terminado de adquirir todos los fonemas o grupos fonológicos de la lengua española. Está integrado con ejercicios orientados a la producción de fonemas, grupos fonológicos y vocabulario, contiene los fonemas modificados, con su correspondiente ilustración. Se complementa con juegos de mesa como: lotería, dominó, memorama, rompecabezas o ruleta, que contienen las imágenes de las palabras con mayor incidencia de dificultad. También puede ser útil en adultos con algún déficit en el lenguaje.
<b>Autor/es:</b>	B.E. Franco Ortega
<b>Aplicación:</b>	Papel / Individual
<b>Tiempo:</b>	Sin prefijar
<b>Edad:</b>	Niños (3 o 4 años)
<b>Editorial:</b>	El Manual Moderno
<b>Año:</b>	2013
<b>Idioma:</b>	Español

### Inventario detallado del instrumento:

Subcódigo	Componentes	Detalle del inventario	Observaciones
NPA-01	Cuaderno de trabajo	1 cuaderno a color 183 páginas, doble lado, encuadernación (tipo espiral), portada y contraportada a color, papel fotográfico 260 g/m <sup>2</sup> . Original	
NPA-02	Anexos recortables	1 láminas ilustrativas a color, un solo lado, cartulina brillante 200 g/m <sup>2</sup> . Para trabajo de estimulación y corrección. Original <ul style="list-style-type: none"> <li>• 6 láminas de para trabajo de fonemas en metodología ruleta.</li> <li>• 3 láminas para trabajo de abecedario.</li> <li>• 3 láminas para trabajo en metodología de dominó.</li> <li>• 1 lámina para trabajo en metodología de rompecabezas.</li> <li>• 1 lámina para trabajo en metodología de tablero de lince.</li> <li>• 2 láminas para trabajo en metodología de juego del lince.</li> <li>• 2 láminas para trabajo en metodología de lotería.</li> <li>• 5 láminas para trabajo en metodología de lotería y memoria.</li> </ul>	

### Disposiciones:

- El acceso a los instrumentos psicométricos está restringido a personal autorizado y capacitado.
- Los usuarios deben seguir los procedimientos establecidos para el uso de los instrumentos.
- En cumplimiento a las normas de derechos de autor, la duplicación no autorizada está prohibida.



## INVENTARIO TÉCNICO DETALLADO

### Ficha técnica del instrumento:

Nombre:	PAI. Inventario de Evaluación de la Personalidad
Código:	PAI-LHE-043
Categoría:	Clínica / Escolar / RRHH / Otros
Descripción:	Permite una evaluación comprehensiva de la psicopatología en adultos mediante 22 escalas. A nivel clínico cubre los constructos más relevantes para una evaluación de los trastornos mentales. En forense es utilizado tanto para el screening y diagnóstico como para la detección de grupos forenses específicos.
Autor/es:	L.C. MOREY
Aplicación:	Papel / Individual / Colectiva
Tiempo:	45 minutos, aproximadamente
Edad:	Adultos (18 años en adelante)
Editorial:	TEA Ediciones
Año:	2012
Idioma:	Español

### Inventario detallado del instrumento:

Subcódigo	Componentes	Detalle del inventario	Observaciones
PAI-01	Manual de aplicación, corrección e interpretación	1 manual a color 130 páginas doble lado, espiralado. Portada y contraportada un solo lado de color papel fotográfico 300 gr. Original	
PAI-02	Manual técnico	1 manual a color 320 páginas doble lado 90 g, portada y contraportada a color papel fotográfico 300 gr un solo lado, encuadernación (tipo libro). Original	
PAI-03	Cuadernillo	10 cuadernillos de aplicación a color 12 páginas doble lado 90 gr portada y contraportada a color un solo lado papel 120 gr. Original	
PAI-04	Hoja de respuestas	24 hojas de respuestas de aplicación a color doble lado 120 gr. Original	
PAI-05	Clave de acceso (PIN) para la corrección mediante internet	1 hoja a color un solo lado 75 gr con clave de acceso a internet para corrección de la prueba. Original	<b>NO DISPONIBLE PARA USO</b>
PAI-06	Guía de interpretación y evaluación de casos clínicos con el PAI	1 guía a B/N 224 páginas, doble lado 75 gr portada y contraportada a color un solo lado encuadernación (tipo libro) papel fotográfico 300 gr. Original	
N/A	Estuche	1 estuche tipo carpeta rectangular plano, plástico transparente con agarradera y bincha tipo ceja para cerrar. Original	

### Disposiciones:

- El acceso a los instrumentos psicométricos está restringido a personal autorizado y capacitado.
- Los usuarios deben seguir los procedimientos establecidos para el uso de los instrumentos.
- En cumplimiento a las normas de derechos de autor, la duplicación no autorizada está prohibida.

## INVENTARIO TÉCNICO DETALLADO

### Ficha técnica del instrumento:

<b>Nombre:</b>	PATA NEGRA. Test de Pata Negra
<b>Código:</b>	PAT-LHE-044
<b>Categoría:</b>	Clínica / Escolar
<b>Descripción:</b>	En esta prueba se utilizan 19 láminas con escenas protagonizadas por cerditos, entre los que figura el protagonista, Pata Negra. A través del método de las preferencias-identificaciones se trata de poner de manifiesto temas tan relevantes en el desarrollo infantil como los siguientes: oralidad, analidad, sexualidad, agresividad y rivalidad fraterna, dependencia-independencia, culpabilidad, inversión de sexo, padre nutricio y madre ideal.
<b>Autor/es:</b>	L. Corman
<b>Aplicación:</b>	Papel / Individual
<b>Tiempo:</b>	60 minutos, aproximadamente
<b>Edad:</b>	Niños y Adolescentes (4 a 15 años)
<b>Editorial:</b>	TEA Ediciones
<b>Año:</b>	2009
<b>Idioma:</b>	Español

### Inventario detallado del instrumento:

Subcódigo	Componentes	Detalle del inventario	Observaciones
PAT-01	Manual	1 manual B/N 28 páginas doble lado, encuadernación (dos grapas). Portada y contraportada un solo lado de color papel cartulina 280 gr. Original	
PAT-02	Láminas y portada Pata Negra	19 láminas B/N doble lado (17.5 x 12.5), incluido portada papel fotográfico 300 gr, en estuche de papel fotográfico impreso tipo caja rectangular plana. Original	
PAT-03	Hoja de anotación	25 hojas a color doble lado, c/u 4 páginas tipo plegable por la mitad. Original	
N/A	Estuche	1 estuche tipo carpeta tipo funda, plástico transparente con cierre de cinta en banda para la tapa	
<b>COPIA</b>			
Subcódigo	Componentes	Detalle del inventario	Observaciones
PAT-04	Láminas y portada Pata Negra	19 láminas B/N doble lado (17.5 x 12.5), incluido portada papel cartulina 200 gr. Copia	COPIA
PAT-05	Hoja de anotación	1 juego a color doble lado, 2 hojas en papel cartulina 200 gr. Copia	COPIA
PAT-06	Manual	1 manual B/N 14 hojas doble lado, sujeto con grapas. Portada y contraportada B/N. Copia en papel	COPIA
PAT-07	Láminas y portada Pata Negra	10 hojas B/N un solo lado, contiene las 19 láminas y también a la portada. Copia en papel	COPIA
PAT-08	Hoja de anotación	2 hojas B/N doble lado, sujeto con clip. Copia en papel	COPIA



**Disposiciones:**

- A. El acceso a los instrumentos psicométricos está restringido a personal autorizado y capacitado.
- B. Los usuarios deben seguir los procedimientos establecidos para el uso de los instrumentos.
- C. En cumplimiento a las normas de derechos de autor, la duplicación no autorizada está prohibida.





## INVENTARIO TÉCNICO DETALLADO

### Ficha técnica del instrumento:

Nombre:	PROLEER. Escrutinio de Predictores de Lectura
Código:	PRO-LHE-045
Categoría:	Clínica / Escolar
Descripción:	Detecta niños con riesgo de dificultades de lectura y provee información para diagnósticos confirmatorios o de investigación. Permite la identificación de riesgo de dificultades en estudiantes de segundo a sexto grado de primaria a través de tareas pareamiento de seudopalabras, pareamiento de no palabras, pareamiento de antónimos, pareamiento de sinónimos, identificación de la sílaba tónica e identificación de la palabra con ortografía correcta.
Autor/es:	E. Matute; A.L. González Reyes
Aplicación:	Papel / Individual / Colectiva
Tiempo:	10 minutos, aproximadamente
Edad:	Niños (7 a 11 años)
Editorial:	El Manual Moderno
Año:	2014
Idioma:	Español

### Inventario detallado del instrumento:

Subcódigo	Componentes	Detalle del inventario	Observaciones
PRO-01	Manual de aplicación	1 manual B/N 40 páginas doble lado, encuadernación (dos grapas). Portada y contraportada un solo lado a color, papel cartulina 280 gr. Original	
PRO-02	Guía de actividades	1 guía a color, 25 páginas doble lado, encuadernación (dos grapas). Portada y contraportada un solo lado a color, papel cartulina 280 gr. Original	
PRO-03	Cuadernillo de tareas de escrutinio	30 cuadernillos a color, 16 páginas, u solo lado, encuadernación (tipo libro), papel 90 g/m <sup>2</sup> . Contiene actividades para las seis áreas de evaluación. Incluye perfil de ejecución individual de las dimensiones en la parte posterior del cuadernillo. Original.	
PRO-04	Plantilla de calificación (seudopalabras)	1 plantilla de calificación, plastificado semitransparente, para seudopalabras. Original	
PRO-05	Plantilla de calificación (no palabras)	1 plantilla de calificación, plastificado semitransparente, para no palabras. Original	
PRO-06	Plantilla de calificación (antónimos)	1 plantilla de calificación, plastificado semitransparente, para antónimos. Original	
PRO-07	Plantilla de calificación (ortografía)	1 plantilla de calificación, plastificado semitransparente, para ortografía. Original	
PRO-08	Plantilla de calificación (sinónimos)	1 plantilla de calificación, plastificado semitransparente, para sinónimos. Original	
PRO-09	Plantilla de calificación (sílabas tónicas)	1 plantilla de calificación, plastificado semitransparente, para sílabas tónicas. Original	



N/A	Estuche	1 estuche, tipo lonchera, cartón con impresión a color. Original	
-----	---------	--	--

**Disposiciones:**

- A. El acceso a los instrumentos psicométricos está restringido a personal autorizado y capacitado.
- B. Los usuarios deben seguir los procedimientos establecidos para el uso de los instrumentos.
- C. En cumplimiento a las normas de derechos de autor, la duplicación no autorizada está prohibida.

## INVENTARIO TÉCNICO DETALLADO

### Ficha técnica del instrumento:

Nombre:	RORSCHACH. Test de Rorschach.
Código:	ROR-LHE-046
Categoría:	Clínica
Descripción:	Estudia los componentes afectivos de una persona en una evaluación cuantitativa, de los procesos psíquicos que participan en la organización de la personalidad. Logra proyectar aspectos de la personalidad profunda, de las estructuras psíquicas, además de diversas patologías.
Autor/es:	H. Rorschach
Aplicación:	Papel / Individual
Tiempo:	Sin prefijar
Edad:	Niños y Adultos (2 años en adelante)
Editorial:	TEA Ediciones / Ediciones Morata S.L.
Año:	1994
Idioma:	Español

### Inventario detallado del instrumento:

Subcódigo	Componentes	Detalle del inventario	Observaciones
ROR-01	Manual	1 manual B/N 559 páginas, doble lado, encuadernación (tipo libro), portada y contraportada a color, papel cartulina 300 g/m <sup>2</sup> . Autor: Ewald Bohm. Ediciones Morata. Original	<b>INSTRUMENTO 1A MANUAL INDEPENDIENTE</b>
ROR-02	Láminas auxiliares	10 láminas color, un solo lado, papel brillante semitransparente 90 g/m <sup>2</sup> . Contiene indicaciones de los modos de apercepción de cada lámina del test. Autor: Ewald Bohm. Ediciones Morata. Original	<b>INSTRUMENTO 1B JUEGO DE LÁMINAS INDEPENDIENTE</b>
ROR-03	Láminas	10 láminas de manchas a color, escala de grises y B/N, doble lado (numeración posterior), cartulina 400 g/m <sup>2</sup> color blanco satinado, en estuche rectangular color blanco con portada impresa. Autor: Hermann Rorschach. TEA Ediciones. Original	<b>INSTRUMENTO 2A JUEGO DE LÁMINAS INDEPENDIENTE</b>
<b>COPIA</b>			
Subcódigo	Componentes	Detalle del inventario	Observaciones
ROR-04	Láminas	2 juegos c/u de 10 láminas de manchas a color, escala de grises y B/N, un solo lado, cartulina 400 g/m <sup>2</sup> color blanco satinado. Copia	<b>COPIA</b>

### Disposiciones:

- El acceso a los instrumentos psicométricos está restringido a personal autorizado y capacitado.
- Los usuarios deben seguir los procedimientos establecidos para el uso de los instrumentos.
- En cumplimiento a las normas de derechos de autor, la duplicación no autorizada está prohibida.



## INVENTARIO TÉCNICO DETALLADO

### Ficha técnica del instrumento:

Nombre:	SAT. Técnica de Apercepción para Adultos Mayores
Código:	SAT-LHE-047
Categoría:	Clínica
Descripción:	Permite conocer los impulsos, emociones, sentimientos, complejos reprimidos y conflictos de la personalidad, tendencias. También, permite explorar los factores en la dinámica de la personalidad, así como ver su relación familiar y social. Contiene imágenes ambiguas que permiten libertad de interpretación al individuo y los problemas que afectan a las personas de edad avanzada en su deseo de continuar siendo un elemento útil en la sociedad.
Autor/es:	L. Bellak; D. Abrams
Aplicación:	Papel / Individual
Tiempo:	60 minutos, aproximadamente
Edad:	Adultos mayores (65 años en adelante)
Editorial:	Editorial PAIDÓS
Año:	2014
Idioma:	Español

### Inventario detallado del instrumento:

Subcódigo	Componentes	Detalle del inventario	Observaciones
SAT-01	Manual	1 manual B/N 30 páginas, doble lado, encuadernación (dos grapas), portada y contraportada a color, papel fotográfico 260 g/m <sup>2</sup> . Original	
SAT-02	Galería de láminas	1 lámina B/N, un solo lado, papel brillante 260 g/m <sup>2</sup> . Contiene un mosaico de todas las láminas. Original	
SAT-03	Juego de láminas	1 juego de 17 láminas B/N, doble lado, papel cartulina brillante 260 g/m <sup>2</sup> . Todas están contenidas en una carpeta tipo tríptico, con portada impresa. Original <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lámina 1: tres mujeres ancianas</li> <li>• Lámina 2: Mujer y hombre en carnicería</li> <li>• Lámina 3: Ancianos y niño</li> <li>• Lámina 4: Adultos, anciana y niños</li> <li>• Lámina 5: Casa de retiro de ancianos</li> <li>• Lámina 6: Mujer y teléfono</li> <li>• Lámina 7: Mujer y anciano en mudanza</li> <li>• Lámina 8: Ancianos en cocina</li> <li>• Lámina 9: Ancianos y jóvenes en parque</li> <li>• Lámina 10: Anciano en cama</li> <li>• Lámina 11: Familia y ancianos en cena</li> <li>• Lámina 12: Anciana y porta retrato</li> <li>• Lámina 13: Ancianos en restaurante</li> <li>• Lámina 14: Anciana en baño</li> <li>• Lámina 15: Ancianos y jóvenes en baile</li> <li>• Lámina 16: Anciano indigente</li> <li>• Lámina 17: Ancianos en golf</li> </ul>	



N/A	Funda	1 funda plástica con zip de cierre	
-----	-------	------------------------------------	--

**Disposiciones:**

- A. El acceso a los instrumentos psicométricos está restringido a personal autorizado y capacitado.
- B. Los usuarios deben seguir los procedimientos establecidos para el uso de los instrumentos.
- C. En cumplimiento a las normas de derechos de autor, la duplicación no autorizada está prohibida.





## INVENTARIO TÉCNICO DETALLADO

### Ficha técnica del instrumento:

Nombre:	SDD. Habla, lenguaje y comunicación en alumnos con Síndrome de Down.
Código:	SDD-LHE-048
Categoría:	Clínica / Escolar / Otros
Descripción:	Proporciona una visión global sobre el desarrollo del Habla y el Lenguaje en las personas con Síndrome de Down. Provee de un conjunto de consejos prácticos y orientaciones para la intervención en niños y jóvenes con Síndrome de Down.
Autor/es:	S. Buckley; G. Bird
Aplicación:	Papel / Individual
Tiempo:	Sin prefijar
Edad:	Niños y Adolescentes (0 a 11 años)
Editorial:	Editorial CEPE
Año:	2005
Idioma:	Español

### Inventario detallado del instrumento:

Subcódigo	Componentes	Detalle del inventario	Observaciones
SDD-01	Cuadernillo 1	1 cuadernillo a color, 7 páginas, doble lado, encuadernación (dos grapas), papel 90 g/m <sup>2</sup> . Contiene listados de comunicación interactiva, juego y registro del progreso. Original	
SDD-02	Cuadernillo 2	1 cuadernillo a color, 7 páginas, doble lado, encuadernación (dos grapas), papel 90 g/m <sup>2</sup> . Contiene listados de sonidos del habla y registro del progreso. Original	
SDD-03	Cuadernillo 3	1 cuadernillo a color, 11 páginas, doble lado, encuadernación (dos grapas), papel 90 g/m <sup>2</sup> . Contiene listados de frases, gramática y registro del progreso. Original	
SDD-04	Cuadernillo 4	1 cuadernillo a color, 11 páginas, doble lado, encuadernación (dos grapas), papel 90 g/m <sup>2</sup> . Contiene listados de vocabulario y registro del progreso. Primeras 120 palabras. Original	
SDD-05	Cuadernillo 5	1 cuadernillo a color, 15 páginas, doble lado, encuadernación (dos grapas), papel 90 g/m <sup>2</sup> . Contiene listados de vocabulario y registro del progreso. Segundas 340 palabras. Original	
SDD-06	Cuadernillo 6	1 cuadernillo a color, 15 páginas, doble lado, encuadernación (dos grapas), papel 90 g/m <sup>2</sup> . Contiene listados de vocabulario y registro del progreso. Terceras 350 palabras. Original	
			<b>EL INSTRUMENTO TIENE ADICIONALMENTE 1 MANUAL GENERAL PARA PADRES Y PROFESORES Y 3 MANUALES PARA</b>



			<b>PADRES Y PROFESIONALES DIVIDIDOS POR EDADES (0 A 5, DE 5 A 11 Y DE 11 A 16 AÑOS), PERO NO EXISTE EN EL INVENTARIO</b>
<b>Nota:</b>	<b>El instrumento está incompleto</b>		

**Disposiciones:**

- A. El acceso a los instrumentos psicométricos está restringido a personal autorizado y capacitado.
- B. Los usuarios deben seguir los procedimientos establecidos para el uso de los instrumentos.
- C. En cumplimiento a las normas de derechos de autor, la duplicación no autorizada está prohibida.

## INVENTARIO TÉCNICO DETALLADO

### Ficha técnica del instrumento:

Nombre:	SUCESOS DE VIDA. Sucesos de vida (Versión para adolescentes.)
Código:	SDV-LHE-049
Categoría:	Clínica / Escolar
Descripción:	Tiene el fin de detectar problemas emocionales en los adolescentes, a partir de los sucesos estresantes a los que el individuo se ha enfrentado y la evaluación afectiva que hace de tales sucesos. Evalúa siete áreas: Familiar, Social, Personal, Problemas de conducta, Logros y fracasos, Salud y Escolar.
Autor/es:	E. L. Gómez-Maqueo; C. Durán Patiño
Aplicación:	Papel / Individual / Colectiva
Tiempo:	40 minutos, aproximadamente
Edad:	Adolescentes (13 a 18 años)
Editorial:	El Manual moderno
Año:	2003
Idioma:	Español

### Inventario detallado del instrumento:

Subcódigo	Componentes	Detalle del inventario	Observaciones
SDV-01	Manual	1 manual B/N 52 páginas, doble lado, encuadernación (dos grapas), portada y contraportada a color, papel fotográfico 260 g/m <sup>2</sup> . Original	
SDV-02	Cuadernillo de aplicación	9 cuadernillos B/N 7 páginas, doble lado, encuadernación (dos grapas), portada y contraportada papel cartulina 200 g/m <sup>2</sup> . Original	<b>FALTA 1 de 10</b>
SDV-03	Hoja de respuestas	23 hojas color anaranjado, doble lado, 90 g/m <sup>2</sup> . Original	<b>FALTA 2 de 25</b>
SDV-04	Perfil de ejecución	23 hojas a color, perfil de ejecución masculino y femenino, doble lado 90 g/m <sup>2</sup> . Original	<b>FALTA 2 de 25</b>
N/A	Estuche	1 estuche tipo carpeta rectangular plano, plástico transparente con cierre de pialas en la tapa	

### Disposiciones:

- El acceso a los instrumentos psicométricos está restringido a personal autorizado y capacitado.
- Los usuarios deben seguir los procedimientos establecidos para el uso de los instrumentos.
- En cumplimiento a las normas de derechos de autor, la duplicación no autorizada está prohibida.



## INVENTARIO TÉCNICO DETALLADO

### Ficha técnica del instrumento:

Nombre:	TAT / CAT-A. Test de Apercepción Temática (TAT) / Test de Apercepción Infantil – Animales (CAT-A)
Código:	TATC-LHE-050
Categoría:	Clínica - Proyectivos
Descripción:	Evaluación de diversos aspectos de la personalidad (impulsos, emociones, sentimientos, complejos, conflictos, etc.) en situaciones clínicas y normales. El TAT es aplicable a adultos y el CAT es aplicable a niños y se presentan en dos formas equivalentes: CAT-H con figuras humanas y CAT-A con animales. La aplicación e interpretación de estas pruebas requiere experiencia y una formación adecuada.
Autor/es:	H.A. MURRAY; L. BELLAK
Aplicación:	Papel / Individual
Tiempo:	Sin prefiar
Edad:	Niños (3 A 10 años) y Adultos (14 años en adelante)
Editorial:	TEA Ediciones
Año:	2009
Idioma:	Español

### Inventario detallado del instrumento:

Subcódigo	Componentes	Detalle del inventario	Observaciones
TATC-01	Manual	Manual B/N 27 páginas doble lado, encuadernación (dos grapas). Portada y contraportada un solo lado de color papel fotográfico 260 g/m <sup>2</sup> . Original (2 idénticos)	
TATC-02	Láminas TAT	31 láminas escala de grises, numeración reverso, cartulina 400 g/m <sup>2</sup> en estuche tipo carpeta, plástico transparente con cierre de cinta en banda para la tapa. Original	
TATC-03	Láminas CAT-A	10 láminas escala de grises un solo lado papel cartulina 300 g/m <sup>2</sup> en estuche tipo carpeta, plástico transparente con cierre de cinta en banda para la tapa. Original	
<b>COPIA</b>			
Subcódigo	Componentes	Detalle del inventario	Observaciones
TATC-04	Láminas TAT	31 láminas B/N numeración reverso, cartulina 260 g/m <sup>2</sup> . Copia (2 juegos)	<b>COPIA</b>
TATC-05	Láminas CAT-A	10 láminas B/N un solo lado papel cartulina 260 g/m <sup>2</sup> . Copia	<b>COPIA</b>

### Disposiciones:

- El acceso a los instrumentos psicométricos está restringido a personal autorizado y capacitado.
- Los usuarios deben seguir los procedimientos establecidos para el uso de los instrumentos.
- En cumplimiento a las normas de derechos de autor, la duplicación no autorizada está prohibida.



## INVENTARIO TÉCNICO DETALLADO

### Ficha técnica del instrumento:

Nombre:	TAT. Test de Apercepción Temática (TAT)
Código:	TAT-LHE-051
Categoría:	Clínica - Proyectivos
Descripción:	Es un test proyectivo que estudia la personalidad. Consiste en una serie de 31 láminas, acerca de las cuales se pueden construir narraciones. Las láminas del test estimulan la imaginación, proporcionan material incluso a las personas de imaginación más pobre. Permite explorar de una manera más o menos sistemática las posibles áreas de un conflicto o de importancia motivacional.
Autor/es:	H.A. MURRAY
Aplicación:	Papel / Individual
Tiempo:	120 minutos, aproximadamente (2 sesiones de 60 minutos aproximadamente)
Edad:	Adolescentes y Adultos (14 años en adelante)
Editorial:	Editorial PAIDÓS
Año:	2010
Idioma:	Español

### Inventario detallado del instrumento:

Subcódigo	Componentes	Detalle del inventario	Observaciones
TAT-01	Manual	Manual B/N 112 páginas doble lado, encuadernación (tipo libro). Portada y contraportada un solo lado de color papel fotográfico 300 g/m <sup>2</sup> . Original	
TAT-02	Láminas TAT	31 láminas escala de grises, numeración al reverso, cartulina 400 g/m <sup>2</sup> . Original	
TAT-03	Guía para la aplicación	1 hoja B/N doble lado papel 90 g/m <sup>2</sup> . Doblada por la mitad. Original	

### Disposiciones:

- El acceso a los instrumentos psicométricos está restringido a personal autorizado y capacitado.
- Los usuarios deben seguir los procedimientos establecidos para el uso de los instrumentos.
- En cumplimiento a las normas de derechos de autor, la duplicación no autorizada está prohibida.



## INVENTARIO TÉCNICO DETALLADO

### Ficha técnica del instrumento:

Nombre:	TPL. Tamiz de Problemas del Lenguaje
Código:	TPL-LHE-052
Categoría:	Clínica / Escolar
Descripción:	Detecta dificultades gramaticales en niños hispanoparlantes. Permite la detección en edades tempranas del trastorno específico del lenguaje, en particular con problemas expresivos para asegurar la atención inmediata. Una tarea implica de modo directo el procesamiento de la información y la memoria de trabajo, habilidades afectadas en los niños con trastorno expresivo del lenguaje.
Autor/es:	A.A. Benavides; Ch. Murata; M.E. Márquez Caraveo y G.P. Morgan
Aplicación:	Papel / Individual
Tiempo:	5 a 7 minutos, aproximadamente
Edad:	Niños (3 a 6 años, 11 meses)
Editorial:	El Manual moderno
Año:	2018
Idioma:	Español

### Inventario detallado del instrumento:

Subcódigo	Componentes	Detalle del inventario	Observaciones
TPL-01	Manual	1 manual a color 64 páginas, doble lado, encuadernación (dos grapas), portada y contraportada a color, papel fotográfico 300 g/m <sup>2</sup> . Original	
TPL-02	Libreta de estímulos	1 libreta a color 40 páginas, doble lado, encuadernación (tipo anillado), portada y contraportada papel cartulina 200 g/m <sup>2</sup> . Original	
N/A	Estuche	1 estuche tipo carpeta rectangular, cartulina brillante. Original	

### Disposiciones:

- El acceso a los instrumentos psicométricos está restringido a personal autorizado y capacitado.
- Los usuarios deben seguir los procedimientos establecidos para el uso de los instrumentos.
- En cumplimiento a las normas de derechos de autor, la duplicación no autorizada está prohibida.



## INVENTARIO TÉCNICO DETALLADO

### Ficha técnica del instrumento:

Nombre:	VMI. Prueba de Beery-Buktenica del Desarrollo de la Integración Visomotriz y Pruebas suplementarias de Percepción Visual y Coordinación Motriz
Código:	VMI-LHE-053
Categoría:	Clínica / Escolar
Descripción:	Ayuda a identificar de manera temprana a los niños con necesidades especiales mediante la evaluación del grado al que ellos pueden integrar sus habilidades visuales y motrices. Es un instrumento que identifica debilidades y fortalezas como una base para remediar e incluso prevenir, muchos de los problemas de aprendizaje y conducta.
Autor/es:	K. E. Beery
Aplicación:	Papel / Individual / Colectiva
Tiempo:	10 a 15 minutos, aproximadamente
Edad:	3 años hasta los 17 años 11 meses de edad
Editorial:	El Manual Moderno
Año:	2000
Idioma:	Español

### Inventario detallado del instrumento:

Subcódigo	Componentes	Detalle del inventario	Observaciones
VMI-01	Manual	1 manual B/N 160 páginas, doble lado, encuadernación (tipo anillado), portada y contraportada a color, papel fotográfico 260 g/m <sup>2</sup> . Original	<b>PORTADA, PÁGINAS PRELIMINARES Y PÁGINAS (1 A 6) ESTAN DAÑADAS EN LATERAL MEDIO DERECHO</b>  <b>1 DUPLICADO ORIGINAL. TRES HOJAS INICIALES ESTÁN MALTRATADAS</b>
VMI-02	Protocolo (Formato completo)	15 protocolos color verde, doble lado, de 90 g/m <sup>2</sup> , 22 páginas, encuadernación (dos grapas). Original	<b>1 PROTOCOLO SE ENCUENTRA CON UNA SOLA GRAPA (ERROR DE FÁBRICA)</b>  <b>14 DUPLICADOS ORIGINALES (FALTA 1 DE 15)</b>
VMI-03	Protocolo (Formato breve)	15 protocolos color verde, doble lado, de 90 g/m <sup>2</sup> , 14 páginas, encuadernación (dos grapas). Original	<b>14 DUPLICADOS ORIGINALES (FALTA 1 DE 15)</b>
VMI-04	Formato de Percepción Visual	15 formatos en hoja A3 doblada por la mitad, color celeste, doble lado de 90 g/m <sup>2</sup> . Contiene 27 reactivos. Original	<b>14 DUPLICADOS ORIGINALES (FALTA 1 DE 15)</b>
VMI-05	Formato de Coordinación Motriz	15 formatos en hoja A3 doblada por la mitad, color anaranjado, doble lado de 90 g/m <sup>2</sup> . Contiene 27 reactivos. Original	<b>14 DUPLICADOS ORIGINALES (FALTA 1 DE 15)</b>
N/A	Estuche	1 estuche tipo carpeta rectangular plano, plástico transparente con agarradera y vincha de pulso para cerrar. Original	<b>EL DUPLICADO ESTÁ EN SU PROPIO ESTUCHE ORIGINAL. LA TAPA ESTÁ DAÑADA</b>



**Disposiciones:**

- A. El acceso a los instrumentos psicométricos está restringido a personal autorizado y capacitado.
- B. Los usuarios deben seguir los procedimientos establecidos para el uso de los instrumentos.
- C. En cumplimiento a las normas de derechos de autor, la duplicación no autorizada está prohibida.





## INVENTARIO TÉCNICO DETALLADO

### Ficha técnica del instrumento:

Nombre:	WAIS-III. Escala Wechsler de Inteligencia para Adultos
Código:	WA13-LHE-054
Categoría:	Clínico/Escolar/RRHH
Descripción:	Evalúa la capacidad intelectual en una variedad de contextos diferentes, especialmente en el ámbito escolar y clínico. Es una escala de inteligencia global que permite obtener los clásicos CI (verbal, manipulativo y total), así como índices específicos de comprensión verbal, organización perceptiva, memoria de trabajo y velocidad de proceso. En el ámbito clínico: diagnóstico diferencial de los trastornos neurológicos y psiquiátricos que afectan al funcionamiento intelectual. En el ámbito escolar: Planificación escolar secundaria y superior, evaluación de problemas de aprendizaje y superdotados. En el ámbito laboral: procesos de selección de directivos y programas de entrenamiento y desarrollo.
Autor/es:	D. Wechsler
Aplicación:	Papel / Individual
Tiempo:	120 minutos, aproximadamente
Edad:	16 a 89 años
Editorial:	El Manual Moderno
Año:	2003
Idioma:	Español

### Inventario detallado del instrumento:

Subcódigo	Componentes	Detalle del inventario	Observaciones
WA13-01	Manual de aplicación	1 manual escala de grises 218 páginas doble lado, papel bond 90 g/m <sup>2</sup> , encuadernación (tipo anillado), portada y contraportada a color, pasta rígida plastificada que cubre al anillado. Original	<b>LAS PRIMERAS TRES HOJAS ESTÁN DAÑADAS. LA CUBIERTA ESTÁ DAÑADA</b>
WA13-02	Manual técnico	1 manual escala de grises 230 páginas doble lado, papel bond 90 g/m <sup>2</sup> , encuadernación (tipo libro), portada y contraportada a color, papel cartulina 300 g/m <sup>2</sup> plastificado. Original	
WA13-03	Libreta de estímulos	1 libreta con cuatro secciones: a) figuras incompletas, 25 láminas; b) vocabulario, 9 láminas; c) diseño de cubos, 9 láminas; d) matrices, 29 láminas. Todas son a color, un solo lado, (15X23), encuadernación (tipo anillado), portada y contraportada a color, papel cartulina 400 g/m <sup>2</sup> plastificada. Original	
WA13-04	Protocolo	8 cuadernillos a color, 14 páginas, doble lado, encuadernación (dos grapas), papel bond 90 g/m <sup>2</sup> , Contiene áreas de evaluación y perfil de ejecución. Original	<b>FALTA 7 DE 15</b>
WA13-05	Folleto de respuestas	11 cuadernillos, B/N, 7 páginas, doble lado, papel bond 90 g/m <sup>2</sup> , encuadernación (dos grapas). Original	<b>FALTA 4 DE 15</b>
WA13-06	Rompecabezas	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rompecabezas hombre, cuerpo entero, 6 piezas de sintra color</li> </ul>	



		<p>amarillo, en estuche de plástico tipo cartera y tapa con botón de anclaje. Original</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rompecabezas perfil, silueta de la cabeza, 7 piezas de sintra color amarillo, en estuche de cartón plano con tapa superpuesta. Original</li> <li>• Rompecabezas elefante, cuerpo entero, 6 piezas de sintra color plomo, en estuche de plástico tipo cartera y tapa con botón de anclaje. Original</li> <li>• Rompecabezas casa, estructura entera, 9 piezas de sintra color celeste, en estuche de plástico tipo cartera y tapa con botón de anclaje. Original</li> <li>• Rompecabezas mariposa, cuerpo entero, 7 piezas de sintra color rojo, en estuche de plástico tipo cartera y tapa con botón de anclaje. Original</li> </ul>	<b>2 PIEZAS ESTÁN LIGERAMENTE DAÑADAS</b>
WAI3-07	Cubos	1 juego de 9 piezas cúbicas a color rojo y blanco de plástico, en estuche de plástico tipo caja y tapa con ceja para cierre. Original	
WAI3-08	Tarjetas	<p>11 paquetes de tarjetas B/N, (7,5X7,5), cartón rígido en color blanco, doble lado. Original. Separar de secciones entre paquetes y un número determinado de tarjetas para ordenar. Todos los paquetes están en una sola caja de cartón rígido con tapa superpuesta, color blanco.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Obra (3 tarjetas)</li> <li>• Hornear (4 tarjetas)</li> <li>• Persecución (5 tarjetas)</li> <li>• Entrada (5 tarjetas)</li> <li>• Cacería (4 tarjetas)</li> <li>• Lavandería (5 tarjetas)</li> <li>• Almuerzo (5 tarjetas)</li> <li>• Sueño (5 tarjetas)</li> <li>• Samuel (6 tarjetas)</li> <li>• Coro (5 tarjetas)</li> <li>• Tiburón (5 tarjetas).</li> </ul>	
WAI3-09	Plantilla de calificación (búsqueda de símbolos)	1 plantilla de calificación, acetato semitransparente, para búsqueda de símbolos. Original	
WAI3-09	Plantilla de calificación (dígitos y símbolos)	1 plantilla de calificación, acetato semitransparente, para dígitos y símbolos. Original	
WAI3-10	Pantalla esquemática para ensamble de objetos	1 pantalla esquemática B/N, dos lados de perspectiva para examinado y examinador, encuadernación (tipo tríptico), pasta rígida, color concho de vino. Contiene clave de ensamble de rompecabezas. Original	
N/A	Estuche	1 estuche tipo maleta, con candado de clave, color negro. Original	
<b>COPIA</b>			
Subcódigo	Componentes	Detalle del inventario	Observaciones

WAI3-11	Manual de aplicación	1 manual B/N, 218 páginas doble lado, papel bond 75 g/m <sup>2</sup> , encuadernación (tipo espiral), portada y contraportada a color, papel cartulina 260 g/m <sup>2</sup> . Copia	COPIA
WAI3-12	Libreta de estímulos	1 libreta con cuatro secciones: a) figuras incompletas, 25 láminas; b) vocabulario, 8 láminas; c) diseño de cubos, 9 láminas; d) matrices, 29 láminas. Todas son a color, un solo lado, (13,7X21), encuadernación (tipo espiral), portada y contraportada a color, papel cartulina 260 g/m <sup>2</sup> plastificada. Copia	COPIA
WAI3-13	Plantilla de calificación (búsqueda de símbolos)	1 plantilla de calificación, cartulina recortada recubierta con mica, para búsqueda de símbolos. Copia	COPIA
WAI3-14	Plantilla de calificación (Dígitos y símbolos)	1 plantilla de calificación, cartulina recortada recubierta con mica, para dígitos y símbolos. Copia	COPIA
WAI3-15	Rompecabezas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rompecabezas hombre, cuerpo entero, 6 piezas de madera color amarillo. Copia</li> <li>• Rompecabezas perfil, silueta de la cabeza, 7 piezas de madera color amarillo. Copia</li> <li>• Rompecabezas elefante, cuerpo entero, 6 piezas de madera color plomo. Copia</li> <li>• Rompecabezas casa, estructura entera, 9 piezas de madera color celeste. Copia</li> <li>• Rompecabezas mariposa, cuerpo entero, 7 piezas de madera color rojo. Copia</li> </ul>	COPIA COPIA COPIA COPIA COPIA
WAI3-16	Cubos	1 juego de 9 piezas cúbicas a color rojo y blanco de madera, sin estuche. Copia	COPIA Y UN JUEGO COPIA ADICIONAL
WAI3-17	Tarjetas	11 paquetes de tarjetas B/N, (6X6), cartón rígido en color blanco, doble lado. Copia. Separar de secciones entre paquetes (excepto almuerzo) y un número determinado de tarjetas para ordenar. Sin estuche contenedor. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Obra (3 tarjetas)</li> <li>• Hornear (4 tarjetas)</li> <li>• Persecución (5 tarjetas)</li> <li>• Entrada (5 tarjetas)</li> <li>• Cacería (4 tarjetas)</li> <li>• Lavandería (5 tarjetas)</li> <li>• Almuerzo (5 tarjetas)</li> <li>• Sueño (5 tarjetas)</li> <li>• Samuel (6 tarjetas)</li> <li>• Coro (5 tarjetas)</li> <li>• Tiburón (5 tarjetas).</li> </ul>	COPIA
WAI3-18	Estuche	1 estuche tipo portafolio, con zipper, color negro.	

### Disposiciones:

A. El acceso a los instrumentos psicométricos está restringido a personal autorizado y capacitado.

- B. Los usuarios deben seguir los procedimientos establecidos para el uso de los instrumentos.
- C. En cumplimiento a las normas de derechos de autor, la duplicación no autorizada está prohibida.





## INVENTARIO TÉCNICO DETALLADO

### Ficha técnica del instrumento:

<b>Nombre:</b>	WAIS-IV. Escala de Inteligencia de Wechsler para Adultos
<b>Código:</b>	WAI4-LHE-055
<b>Categoría:</b>	Clínico/Escolar/RRHH
<b>Descripción:</b>	Evalúa la capacidad cognitiva en adolescentes y adultos. Se utiliza en el proceso de evaluación psicológica con propósitos de clasificación, descripción, predicción o planificación de intervenciones en los ámbitos clínicos, escolar y recursos humanos. En el ámbito clínico: diagnóstico diferencial de los trastornos neurológicos y psiquiátricos que afectan al funcionamiento intelectual. En el ámbito escolar: Planificación escolar secundaria y superior, evaluación de problemas de aprendizaje y superdotados. En el ámbito laboral: certifica aptitudes necesarias para un determinado trabajo o actividad.
<b>Autor/es:</b>	D. Wechsler
<b>Aplicación:</b>	Papel / Individual
<b>Tiempo:</b>	120 minutos, aproximadamente
<b>Edad:</b>	16 a 89 años
<b>Editorial:</b>	Pearson
<b>Año:</b>	2012
<b>Idioma:</b>	Español

### Inventario detallado del instrumento:

COPIA			
Subcódigo	Componentes	Detalle del inventario	Observaciones
WAI4-01	Manual de aplicación y corrección	1 manual B/N, 241 páginas doble lado, papel bond 75 g/m <sup>2</sup> , encuadernación (tipo espiral), portada y contraportada en perfil (tapa transparente y contratapa negra). Copia	COPIA
WAI4-02	Manual técnico y de interpretación	1 manual B/N, 164 páginas doble lado, papel bond 75 g/m <sup>2</sup> , encuadernación (tipo espiral), portada y contraportada en perfil (tapa transparente y contratapa negra). Copia	COPIA Y UN JUEGO COPIA ADICIONAL
WAI4-03	Cuaderno de estímulos 1	1 libreta con cinco secciones: a) cubos, 15 láminas; b) matrices, 28 láminas; c) vocabulario, 9 láminas; d) aritmética, 5 láminas; e) puzles visuales, 28 láminas. Todas son a color, un solo lado, (15X21), encuadernación (tipo espiral), portada y contraportada en perfil (tapa transparente y contratapa negra). Copia	COPIA Y UN JUEGO COPIA ADICIONAL
WAI4-04	Cuaderno de estímulos 2	1 libreta con dos secciones: a) balanzas, 30 láminas; b) figuras incompletas, 25 láminas. Todas son a color, un solo lado, (15X21), encuadernación (tipo espiral), portada y contraportada en perfil (tapa transparente y contratapa negra). Copia	COPIA Y UN JUEGO COPIA ADICIONAL
WAI4-05	Cuadernillo de anotación	2 juegos de 14 hojas (sueltas) c/u, a color, un solo lado, encuadernación (una grapa), papel bond 75 g/m <sup>2</sup> , Contiene áreas de evaluación y perfil de ejecución. Copia	COPIA



WAI4-06	Cuadernillo de respuestas 1	de 2 juegos de 8 hojas (sueltas) c/u, B/N, un solo lado, encuadernación (una grapa), papel bond 75 g/m <sup>2</sup> , para búsqueda de símbolos. Copia	COPIA
WAI4-07	Cuadernillo de respuestas 2	de 2 juegos de 6 hojas (sueltas) c/u, a color, un solo lado, encuadernación (una grapa), papel bond 75 g/m <sup>2</sup> , para cancelación. Copia	COPIA
WAI4-08	Cuadernillo de respuestas 3	de 2 juegos de 10 hojas (sueltas) c/u, B/N, un solo lado, encuadernación (una grapa), papel bond 75 g/m <sup>2</sup> , para clave de figuras. Copia	COPIA
WAI4-09	Láminas de estímulos	<ul style="list-style-type: none"><li>• 2 láminas de ítems de demostración e ítems de ejemplo. Copia</li><li>• 1 lámina ítem 1, A3 plegada a la mitad, con 320 estímulos en posición asimétrica. Copia</li><li>• 1 lámina ítem 2, A3 plegada a la mitad, con 320 estímulos en posición simétrica. Copia</li><li>• 2 láminas ítem 1, A3 plegada a la mitad, con 192 estímulos en posición asimétrica. Copia</li><li>• 2 láminas ítem 2, A3 plegada a la mitad, con 192 estímulos en posición simétrica. Copia</li><li>• 2 juegos de 6 láminas, A3 plegadas a la mitad, con estímulos de cercas de arbustos jardín de 2 a 20 divisiones. Copia</li></ul>	COPIA COPIA COPIA COPIA COPIA COPIA
WAI4-10	Cubos	1 juego de 9 piezas cúbicas a color rojo y blanco de madera, sin estuche. Copia	COPIA
N/A	Estuche	1 estuche tipo portafolio, con zipper, color negro.	

**Disposiciones:**

- El acceso a los instrumentos psicométricos está restringido a personal autorizado y capacitado.
- Los usuarios deben seguir los procedimientos establecidos para el uso de los instrumentos.
- En cumplimiento a las normas de derechos de autor, la duplicación no autorizada está prohibida.

## INVENTARIO TÉCNICO DETALLADO

### Ficha técnica del instrumento:

Nombre:	WISC-IV. Escala Wechsler de Inteligencia para Niños
Código:	WIS4-LHE-056
Categoría:	Clínico/Escolar
Descripción:	Obtiene una evaluación completa del funcionamiento cognoscitivo general del niño y adolescente. Identifica la inteligencia sobresaliente, el retraso mental, las habilidades y debilidades cognoscitivas por medio de 15 pruebas que se organizan en cuatro índices (CV, RP, MT y VP) y en un CI total, ha organizado estos ámbitos en estrecha relación con las actuales teorías de la inteligencia de razonamiento fluido y cristalizado y de memoria de trabajo.
Autor/es:	D. Wechsler
Aplicación:	Papel / Individual
Tiempo:	120 minutos, aproximadamente
Edad:	6 a 16 años
Editorial:	El Manual Moderno
Año:	2005
Idioma:	Español

### Inventario detallado del instrumento:

Subcódigo	Componentes	Detalle del inventario	Observaciones
WIS4-01	Manual técnico	1 manual escala de grises 193 páginas doble lado, papel bond 90 g/m <sup>2</sup> , encuadernación (tipo anillado), portada y contraportada a color, papel cartulina 300 g/m <sup>2</sup> plastificado. Original	
WIS4-02	Manual de aplicación	1 manual escala de grises 306 páginas doble lado, papel bond 90 g/m <sup>2</sup> , encuadernación (tipo anillado), portada y contraportada a color, pasta rígida plastificada que cubre al anillado. Original	<b>LAS PRIMERAS CINCO HOJAS ESTÁN DAÑADAS. LA CUBIERTA ESTÁ DAÑADA</b>
WIS4-03	Protocolo de registro	9 cuadernillos a color, 16 páginas, doble lado, encuadernación (dos grapas), papel bond 90 g/m <sup>2</sup> , Contiene áreas de evaluación y perfil de ejecución. Original	<b>FALTA 6 DE 15</b>
WIS4-04	Cuadernillo de respuestas 1	12 cuadernillos, B/N, 11 páginas, doble lado, papel bond 90 g/m <sup>2</sup> , encuadernación (dos grapas). Para claves de búsqueda de símbolos. Original	<b>FALTA 3 DE 15</b>
WIS4-05	Cuadernillo de respuestas 2	12 cuadernillos, B/N, 5 páginas, doble lado, papel bond 90 g/m <sup>2</sup> , encuadernación (tipo tríptico). Para registros de animales. Original	<b>FALTA 3 DE 15</b>
WIS4-06	Libreta de estímulos	1 libreta con seis secciones: a) diseños con cubos, 12 láminas; b) concepto con dibujos, 26 láminas; c) vocabulario, 13 láminas; d) figuras incompletas, 39 láminas; e) matrices, 38 láminas; f) aritmética, 5 láminas. Todas son a color, un solo lado, (15,5X23), encuadernación (tipo espiral),	



		portada y contraportada a color, papel cartulina 400 g/m <sup>2</sup> plastificada. Original	
WIS4-07	Plantilla de calificación (registro)	1 plantilla de calificación, díptico acetato transparente, para registros. Original	
WIS4-08	Plantilla de calificación (búsqueda de símbolos A y B)	2 plantilla de calificación, acetato semitransparente, para búsqueda de símbolos, forma A y B. Original	
WIS4-09	Plantilla de calificación (claves A y B)	2 plantilla de calificación, acetato semitransparente, para claves, forma A y B. Original	
WIS4-10	Cubos	1 juego de 9 piezas cúbicas a color rojo y blanco de plástico, en estuche de plástico tipo caja y tapa con ceja para cierre. Original	
N/A	Estuche	1 estuche tipo maleta, con candado de clave, color negro. Original	
<b>COPIA</b>			
Subcódigo	Componentes	Detalle del inventario	Observaciones
WIS4-11	Manual de aplicación	1 manual B/N, 306 páginas doble lado, papel bond 75 g/m <sup>2</sup> , encuadernación (tipo espiral), portada y contraportada en perfil (tapa y contratapa trasparente). Copia	<b>COPIA Y UN JUEGO COPIA ADICIONAL</b>
WIS4-12	Protocolo de registro	1 paquete B/N, 16 hojas sueltas, un solo lado, encuadernación (una grapa), papel bond 75 g/m <sup>2</sup> , Contiene áreas de evaluación y perfil de ejecución. Copia	<b>COPIA</b>
WIS4-13	Cuadernillo de respuestas 1	1 juego B/N, 11 hojas sueltas, un solo lado, papel bond 75 g/m <sup>2</sup> , encuadernación (una grapa). Para claves de búsqueda de símbolos. Original	<b>COPIA</b>
WIS4-14	Cuadernillo de respuestas 2	1 juego B/N, 5 hojas sueltas, un solo lado, papel bond 75 g/m <sup>2</sup> , encuadernación (una grapa). Para registros de animales. Original	<b>COPIA Y UN JUEGO COPIA ADICIONAL</b>
WIS4-15	Libreta de estímulos	1 libreta con seis secciones: a) diseños con cubos, 12 láminas; b) concepto con dibujos, 26 láminas; c) vocabulario, 13 láminas; d) figuras incompletas, 39 láminas; e) matrices, 38 láminas; f) aritmética, 5 láminas. Todas son a color, un solo lado, (15X21), encuadernación (tipo espiral), portada y contraportada en perfil (tapa y contratapa trasparente). Copia	<b>COPIA Y UNJUEGO COPIA ADICIONAL</b>
WIS4-16	Plantilla de calificación (registro)	2 láminas de calificación para combinar, acetato transparente, para registros con apoyo de 1 plantilla, díptico papel como guía. Copia	<b>COPIA</b>
WIS4-17	Plantilla de calificación (búsqueda de símbolos A y B)	2 láminas de calificación, acetato transparente (que deben recortarse), para búsqueda de símbolos, forma A y B, con apoyo de 2 plantillas, papel como guía. Original	<b>COPIA</b>
WIS4-18	Plantilla de calificación (claves A y B)	2 láminas de calificación, acetato semitransparente (que deben recortarse), para claves, forma A y B, con apoyo de 2 plantillas, papel como guía. Original	<b>COPIA</b>
WIS4-19	Cubos	1 juego de 9 piezas cúbicas a color rojo y blanco de madera, sin estuche. Copia	<b>COPIA Y UN JUEGO COPIA ADICIONAL</b>



N/A	Estuche	1 estuche tipo maletín, con zipper y tapa con velcro, color negro.	
-----	---------	--	--

**Disposiciones:**

- A. El acceso a los instrumentos psicométricos está restringido a personal autorizado y capacitado.
- B. Los usuarios deben seguir los procedimientos establecidos para el uso de los instrumentos.
- C. En cumplimiento a las normas de derechos de autor, la duplicación no autorizada está prohibida.





## INVENTARIO TÉCNICO DETALLADO

### Ficha técnica del instrumento:

Nombre:	WISC-V. Escala de Inteligencia de Wechsler para Niños
Código:	WIS5-LHE-057
Categoría:	Clínico/Escolar
Descripción:	Valora las habilidades y dificultades cognitivas de niños y adolescentes para diseñar planes de intervención. Ofrece puntuaciones de los índices primarios de inteligencia que reflejan el funcionamiento intelectual en diferentes áreas cognitivas: comprensión verbal, visoespacial, razonamiento fluido, memoria de trabajo y velocidad de procesamiento. Así mismo ofrece una puntuación general (CI total) y de igual forma puntuaciones en índices secundarios que reflejan aptitudes cognitivas en diferentes agrupaciones que atienden a necesidades clínicas.
Autor/es:	D. Wechsler
Aplicación:	Papel / Individual
Tiempo:	120 minutos, aproximadamente
Edad:	6 a 16 años
Editorial:	Pearson
Año:	2015
Idioma:	Español

### Inventario detallado del instrumento:

COPIA			
Subcódigo	Componentes	Detalle del inventario	Observaciones
WIS5-01	Manual de aplicación y corrección	1 manual B/N, 354 páginas doble lado, papel bond 75 g/m <sup>2</sup> , encuadernación (tipo espiral), portada y contraportada en perfil (tapa transparente y contratapa negra). Copia	COPIA
WIS5-02	Manual técnico y de interpretación	1 manual B/N, 181 páginas doble lado, papel bond 75 g/m <sup>2</sup> , encuadernación (tipo espiral), portada y contraportada en perfil (tapa transparente y contratapa negra). Copia	COPIA Y UN JUEGO COPIA ADICIONAL
WIS5-03	Cuadernillo de anotación	2 juegos de 22 hojas (sueltas) c/u, B/N, un solo lado, encuadernación (una grapa), papel bond 75 g/m <sup>2</sup> , Contiene áreas de evaluación y perfil de ejecución. Copia	COPIA
WIS5-04	Cuadernillo de respuestas 1	2 juegos de 15 hojas (sueltas) c/u, B/N, un solo lado, encuadernación (una grapa), papel bond 75 g/m <sup>2</sup> , para búsqueda de símbolos y claves. Copia	COPIA
WIS5-05	Cuadernillo de respuestas 2	2 hojas (sueltas), a color, un solo lado, papel bond 75 g/m <sup>2</sup> , para cancelación. Copia	COPIA
WIS5-06	Cuaderno de estímulos 1	1 libreta con cuatro secciones: a) cubos, 13 láminas; b) matrices, 34 láminas; c) vocabulario, 4 láminas; d) balanzas, 36 láminas. Todas son a color, un solo lado, (15X21), encuadernación (tipo espiral),	COPIA Y UN JUEGO COPIA ADICIONAL

		portada y contraportada en perfil (tapa transparente y contratapa negra). Copia	
WIS5-07	Cuaderno de estímulos 2	1 libreta con tres secciones: a) puzles visuales, 31 láminas; b) span de dibujos, 58 láminas; c) aritmética, 5 láminas. Todas son a color, un solo lado, (15X21), encuadernación (tipo espiral), portada y contraportada en perfil (tapa transparente y contratapa negra). Copia	<b>COPIA Y UNJUEGO COPIA ADICIONAL</b>
WIS5-08	Cubos	1 juego de 9 piezas cúbicas a color rojo y blanco de madera, sin estuche. Copia	<b>COPIA</b>
N/A	Estuche	1 estuche tipo maleta, con candado de clave, color negro. Original	

**Disposiciones:**

- A. El acceso a los instrumentos psicométricos está restringido a personal autorizado y capacitado.
- B. Los usuarios deben seguir los procedimientos establecidos para el uso de los instrumentos.
- C. En cumplimiento a las normas de derechos de autor, la duplicación no autorizada está prohibida.



## INVENTARIO TÉCNICO DETALLADO

### Ficha técnica del instrumento:

Nombre:	WPPSI-ESPAÑOL. Escala de Inteligencia para los niveles Preescolar y Primario
Código:	WPPE-LHE-058
Categoría:	Clínico/Escolar
Descripción:	Evaluación completa de la aptitud intelectual del niño en etapa preescolar y primaria. Está constituida por 15 pruebas, agrupadas por los dominios cognitivos de comprensión verbal, visoespacial, razonamiento fluido, memoria de trabajo, velocidad de procesamiento.
Autor/es:	D. Wechsler
Aplicación:	Papel / Individual
Tiempo:	90 minutos, aproximadamente
Edad:	2 años 6 meses a 7 años 7 meses
Editorial:	El Manual Moderno
Año:	2014
Idioma:	Español

### Inventario detallado del instrumento:

Subcódigo	Componentes	Detalle del inventario	Observaciones
WPPE-01	Manual	1 manual B/N, 73 páginas doble lado, papel bond 90 g/m <sup>2</sup> , encuadernación (dos grapas), portada y contraportada a color, papel fotográfico 300 g/m <sup>2</sup> . Original	
WPPE-02	Tablero (casa de los animales)	1 tablero de madera embonado y adherido en caja de pasta rígida color blanco con cubierta, (21X27), contiene cuatro hileras de recuadros (5 x c/u) con siluetas de animales y hendidura circular para cilindros, además una hilera adicional para ejemplo de la actividad con cilindros (1 negro, 1 blanco, 1 azul, 1 amarillo) embonados y adheridos. Original	
WPPE-03	Cilindros	4 juegos de cilindros (negro, blanco, azul y amarillo), 7 piezas c/u, plástico, en estuche de plástico tipo caja y tapa con ceja de cierre. Original	
WPPE-04	Protocolo	22 cuadernillos de 6 hojas, escala de grises, doble lado, encuadernación (tipo tríptico), papel bond 90 g/m <sup>2</sup> . Contiene áreas de evaluación. Original	<b>FALTA 3 DE 25</b>
WPPE-05	Hoja de laberintos	23 cuadernillos, 10 páginas (22,5X14), B/N, doble lado, papel bond 90 g/m <sup>2</sup> , encuadernación (tipo acordeón). Original	<b>FALTA 2 DE 25</b>
WPPE-06	Libreta de estímulos	1 libreta con dos secciones: a) aritmética, 4 láminas a color y B/N; b) diseños geométricos, 10 láminas, B/N. Todas son a un solo lado, (13X20), encuadernación (tipo anillado), portada y contraportada a color, papel cartulina 300 g/m <sup>2</sup> . Original	
WPPE-07	Hoja para diseños geométricos	22 hojas B/N, doble lado, papel bond 90 g/m <sup>2</sup> . Original	<b>FALTA 2 DE 25. 1 HOJA ESTA DAÑADA</b>

WPPE-08	Libreta de trabajo	1 libreta con dos secciones: a) figuras incompletas, 23 láminas, B/N; b) diseño con prismas, 3 láminas a color. Todas son a un solo lado, (10X9,5), encuadernación (tipo anillado), portada y contraportada a color, papel cartulina 300 g/m <sup>2</sup> . Original	
WPPE-09	Prismas	1 juego de 14 piezas planas a color rojo y blanco de plástico sólido y transparente, en estuche de plástico tipo caja rectangular y tapa con botón de anclaje. Original	
N/A	Estuche	1 estuche tipo maleta, con candado de clave, color negro. Original	
<b>COPIA</b>			
Subcódigo	Componentes	Detalle del inventario	Observaciones
WPPE-10	Manual	1 manual B/N, 73 páginas doble lado, papel bond 75 g/m <sup>2</sup> , encuadernación (tipo empastado), portada y contraportada a color, pasta rígida. Copia	<b>COPIA Y TRES COPIAS ADICIONALES (ESPIRAL)</b>
WPPE-11	Tablero (casa de los animales)	1 tablero de madera embonado y adherido en caja de madera color natural con cubierta, (21X30), contiene cuatro hileras de recuadros (5 x c/u) con siluetas de animales y hendidura circular para cilindros, además una hilera adicional para ejemplo de la actividad. Copia	<b>COPIA Y DOS COPIAS ADICIONALES (CAOBA)</b>
WPPE-12	Cilindros	4 juegos de cilindros (negro, blanco, azul y amarillo), 6 piezas c/u, madera, colocados en las hendiduras del tablero de casa de los animales. Copia	<b>COPIA Y DOS COPIAS ADICIONALES (EN TABLEROS)</b>
WPPE-13	Protocolo	1 paquete B/N, 6 hojas sueltas, un solo lado, encuadernación (una grapa), papel bond 75 g/m <sup>2</sup> , Contiene áreas de evaluación. Copia	<b>COPIA</b>
WPPE-14	Hoja de laberintos	1 paquete B/N, 6 hojas sueltas, un solo lado, encuadernación (una grapa), papel bond 75 g/m <sup>2</sup> . Copia	<b>COPIA</b>
WPPE-15	Libreta de estímulos	1 libreta con dos secciones: a) aritmética, 4 láminas; b) diseños geométricos, 10 láminas. Todas B/N, un solo lado, (12X21), encuadernación (tipo espiral), portada y contraportada en perfil (tapa y contratapa transparente). Copia	<b>COPIA Y UNA COPIA ADICIONAL</b>
WPPE-16	Hoja para diseños geométricos	1 paquete B/N, 2 hojas sueltas, un solo lado, encuadernación (una grapa), está grapada junto al protocolo, papel bond 75 g/m <sup>2</sup> . Copia	<b>COPIA</b>
WPPE-17	Libreta de trabajo	1 libreta con dos secciones: a) figuras incompletas, 23 láminas; b) diseño con prismas, 3 láminas. Todas son a B/N, un solo lado, (9X9), encuadernación (tipo espiral), portada y contraportada en perfil (tapa y contratapa transparente). Copia	<b>COPIA Y UNA COPIA ADICIONAL</b>
WPPE-18	Prismas	1 juego de 14 piezas planas a color rojo y blanco de madera, sin estuche. Copia	<b>COPIA Y DOS COPIAS ADICIONALES</b>

### Disposiciones:

A. El acceso a los instrumentos psicométricos está restringido a personal autorizado y capacitado.



- B. Los usuarios deben seguir los procedimientos establecidos para el uso de los instrumentos.
- C. En cumplimiento a las normas de derechos de autor, la duplicación no autorizada está prohibida.





**INVENTARIO TÉCNICO DETALLADO**

**Ficha técnica del instrumento:**

<b>Nombre:</b>	WPPSI-IV. Escala de Inteligencia de Wechsler para Preescolar y Primaria
<b>Código:</b>	WPP4-LHE-059
<b>Categoría:</b>	Clínico/Escolar/RRHH
<b>Descripción:</b>	Evaluación completa de la aptitud intelectual del niño en etapa preescolar y primaria. Está constituida por 15 pruebas, agrupadas por los dominios cognitivos de comprensión verbal, visoespacial, razonamiento fluido, memoria de trabajo, velocidad de procesamiento. Incluye otras subpruebas de velocidad de procesamiento y memoria de trabajo.
<b>Autor/es:</b>	D. Wechsler
<b>Aplicación:</b>	Papel / Individual
<b>Tiempo:</b>	90 minutos, aproximadamente
<b>Edad:</b>	2 años 6 meses a 7 años 7 meses
<b>Editorial:</b>	Pearson
<b>Año:</b>	2014
<b>Idioma:</b>	Español

**Inventario detallado del instrumento:**

<b>COPIA</b>			
<b>Subcódigo</b>	<b>Componentes</b>	<b>Detalle del inventario</b>	<b>Observaciones</b>
WPP4-01	Manual de aplicación y corrección	1 manual B/N, 192 páginas doble lado, papel bond 75 g/m <sup>2</sup> , encuadernación (tipo espiral), portada y contraportada en perfil (tapa transparente y contratapa negra). Copia	<b>COPIA</b>
WPP4-02	Manual de aplicación y corrección	1 manual B/N, 321 páginas doble lado, papel bond 75 g/m <sup>2</sup> , encuadernación (tipo espiral), portada y contraportada en perfil (tapa transparente y contratapa negra). Copia	<b>COPIA Y UNA COPIA ADICIONAL</b>
WPP4-03	Cuaderno de estímulos 1	1 libreta con cuatro secciones: a) dibujos, 32 láminas; b) cubos, 10 láminas; c) información, 5 láminas; d) nombres, 25 láminas. Todas son a color, un solo lado, (29,5X21), encuadernación (tipo espiral), portada y contraportada en perfil (tapa transparente y contratapa negra). Copia	<b>COPIA Y UNA COPIA ADICIONAL</b>
WPP4-04	Cuaderno de estímulos 2	1 libreta con una sección: a) reconocimiento, 75 láminas. Todas son a color, un solo lado, (29,5X21), encuadernación (tipo espiral), portada y contraportada en perfil (tapa transparente y contratapa negra). Copia	<b>COPIA Y UNA COPIA ADICIONAL</b>
WPP4-05	Cuaderno de estímulos 3	1 libreta con siete secciones: a) cubos, 10 láminas; b) información, 5 láminas; c) matrices, 30 láminas; d) semejanzas, 6 láminas; e) conceptos, 30 láminas; f) vocabulario, 4 láminas; g) comprensión, 5 láminas. Todas son a color, un solo lado, (29,5X21), encuadernación (tipo espiral), portada y contraportada en perfil (tapa transparente y contratapa negra). Copia	<b>COPIA Y UNA COPIA ADICIONAL</b>



WPP4-06	Cuadernillo de anotación	4 juegos de 14 hojas (sueltas) c/u, a color, un solo lado, encuadernación (una grapa), papel bond 75 g/m <sup>2</sup> , Contiene áreas de evaluación y perfil de ejecución. Copia	COPIA
WPP4-07	Cuadernillo de respuestas 1	2 juegos de 13 hojas (sueltas) c/u, a color, un solo lado, encuadernación (una grapa), papel bond 75 g/m <sup>2</sup> , para búsqueda de animales. Copia	COPIA
WPP4-08	Cubos	2 juegos c/u de 14 piezas cúbicas a color rojo y blanco de madera, sin estuche. Copia	COPIA
WPP4-09	Tarjetas	63 tarjetas a color de animales, (6X6,5), doble lado, para localización, emplastificadas. Copia	COPIA
WPP4-10	Rompecabezas	<ul style="list-style-type: none"><li>• Rompecabezas árbol, 6 piezas de madera a color. Copia</li><li>• Rompecabezas carro, 3 piezas de madera a color. Copia</li><li>• Rompecabezas casa, 3 piezas de madera a color. Copia</li><li>• Rompecabezas flecha, 3 piezas de madera a color. Copia</li><li>• Rompecabezas hot dog, 2 piezas de madera a color. Copia</li><li>• Rompecabezas mano, 3 piezas de madera a color. Copia</li><li>• Rompecabezas manzana, 4 piezas de madera a color. Copia</li><li>• Rompecabezas mariposa, 9 piezas de madera a color. Copia</li><li>• Rompecabezas oso, 4 piezas de madera a color. Copia</li><li>• Rompecabezas pájaro, 2 piezas de madera a color. Copia</li><li>• Rompecabezas perro, 4 piezas de madera a color. Copia</li><li>• Rompecabezas reloj, 3 piezas de madera a color. Copia</li><li>• Rompecabezas sandía, 2 piezas de madera a color. Copia</li></ul>	COPIA
N/A	Estuche	1 estuche tipo portafolio, con zipper, color negro.	

Nota: Este instrumento es una copia por lo que, el material existente descrito puede ser de baja calidad o estar incompleto.

#### Disposiciones:

- El acceso a los instrumentos psicométricos está restringido a personal autorizado y capacitado.
- Los usuarios deben seguir los procedimientos establecidos para el uso de los instrumentos.
- En cumplimiento a las normas de derechos de autor, la duplicación no autorizada está prohibida.



## INVENTARIO TÉCNICO DETALLADO

### Ficha técnica del instrumento:

Nombre:	NOMBRE ABREVIADO. Nombre Completo
Código:	ALFAnumérico
Categoría:	Clínica / Escolar / RRHH / Otros
Descripción:	Colocar una descripción funcional del instrumento. Colocar una descripción funcional del instrumento El objetivo de la aplicación o la evaluación. El objetivo de la aplicación o la evaluación. Indicar además el nombre de las pruebas o dimensiones. Indicar además el nombre de las pruebas o dimensiones.
Autor/es:	Nombres (solo iniciales). Apellidos (completos)
Aplicación:	Papel / Individual / Colectiva
Tiempo:	(#) minutos, aproximadamente
Edad:	NUMEROS ARÁBIGOS años
Editorial:	Letra inicial mayúscula
Año:	NÚMEROS ARÁBIGOS
Idioma:	Letra inicial mayúscula

### Inventario detallado del instrumento:

Subcódigo	Componentes	Detalle del inventario	Observaciones

### Disposiciones:

- El acceso a los instrumentos psicométricos está restringido a personal autorizado y capacitado.
- Los usuarios deben seguir los procedimientos establecidos para el uso de los instrumentos.
- En cumplimiento a las normas de derechos de autor, la duplicación no autorizada está prohibida.